

Årskoder Stille Instrument



Surgical perfection. For life.

ÅR	KOD	ÅR	KOD	ÅR	KOD
1938	8	1971	V9	1999	T
1939	9	1972	X9	2000	U
1940	0	1973	Y9	2001	X
1941	1	1974	Z9	2002	Y
1942	2	1975	A10	2003	Z
1943-1948	Ostämplad	1976	B10	2004	4
1949	-	1977	C10	2005	5
1950	-	1978	D10	2006	6
1951	1	1979	E10	2007	7
1952	1	1980	F10	2008	8
1953	Ostämplad	1981	G10	2009	9
1954	Ostämplad	1982	H10	2010	10
1955	E9	1983	A	2011	11
1956	F9	1984	B	2012	12
1957	G9	1985	C	2013	13
1958	H9	1986	D	2014	14
1959	I9	1987	E	2015	15
1960	K9	1988	F	2016	16
1961	L9	1989	G	2017	17
1962	M9	1990	H	2018	18
1963	N9	1991	I	2019	19
1964	O9	1992	K	2020	20
1965	P9	1993	L	2021	21
1966	Q9	1994	M	2022	22
1967	R9	1995	O	2023	23
1968	S9	1996	P	2024	24
1969	T9	1997	R	2025	25
1970	U9	1998	S		

Alla Stilles Instrument är märkta med en kod för tillverkningsår. Koderna för respektive år återfinns i tabellen.



På Stilles saxar finns årskoden på insidan av ena skängeln (På nyare saxar kan den också vara lasermärkt på leden).