



Surgical perfection. For life.

Högkvalitativa operationsbord för ERCP med extra bred bordstopp och 227 kg viktkapacitet

STILLE Medstone C-bågebord bidrar till effektivare operationer och ingrepp och representerar en prisvärd och pålitlig lösning med god kvalitet baserad på svensk teknologi.

STILLE Medstone ERCP operationsbord

Kommer som 2, 3 eller 5- rörelsebord för C-båge med extra bred bordstopp och tillval som ökar patientsäkerheten.

- Rektangulär 66 cm bred kolfibertopp
- Maxvikt 227 kg
- Motoriserade rörelser
- Fyra stycken låsbara hjul
- Metallfri avbildning 147 cm
- Kolfibertopp med <1 mm Al ekvivalens
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz och 120Vac, 6,5A, 60 Hz med 230Vac eller 120Vac med EU eller USA standard nätkabel
- 5 cm tjock madrass och tre patientremmar
- Handkontroll med sladd

2, 3 eller 5 motoriserade rörelser tillgängliga:

- Justering höjdledd
- Longitudinell rörelse
- Lateral rörelse
- Trendellenburg
- Lateral tilt



Bilden visar Medstone5 ERCP (500-1031) utan sidoskenor.

Modell	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Artikelnummer	500-1041*	500-1040*	500-1031*
Bordstopp	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Höjjustering	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	67-102 cm
Lateral tilt	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Trendellenburg	x	+/- 15°	+/- 15°
Longitudinell rörelse	x	x	40 cm
Lateral travel	x	x	15 cm

Tolerans: $\pm 1^\circ$, $\pm 1,27$ cm

*Standardkonfiguration utan avtagbara sidoskenor

Tillgängliga tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
505-1189	Medstone tillbehörspaket för ERCP (inkluderar 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530)
505-1140	Fotkontroll till Medstone2 ERCP
505-1107	Fotkontroll till Medstone3 ERCP
505-1109	Fotkontroll till Medstone5 ERCP
505-1181	Två avtagbara sidoskenor längd 80,5cm för Medstone modeller 500-1040, 500-1041 och 500-1031
514-50-3SR025	Universellt justerbart armstöd med madrass och klämma*
514-100530	Sidostöd längd 61,6 cm / par med klämmor*
514-100311	Anestestibåge med klämmor*
514-100401	Droppställning med klämmor*
535-1770	X-ray strålskydd "kit" grå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1771	X-ray strålskydd "kit" blå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1772	X-ray strålskydd "loop" grå, 5 paneler i rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp*
535-1773	X-ray strålskydd "loop" blå, 5 paneler i rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp*

*Tillbehör fästes på de två sidoskenorna 505-1181.




505-1181

Avtagbara sidoskenor (Par)



514-50-3SR025

Justerbart armstöd med madrass



514-100530

Sidostöd (Par)



535-1772

X-ray strålskydd "loop"



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sverige
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se