



Surgical perfection. For life.

# STILLE Medstone URO/GYN Urologi / Cysto / Brachyterapi / Gynekologi

## Högkvalitativa operationsbord för kirurgi inom URO, GYN tillsammans med C-båge

STILLE Medstone C-bågebord ökar effektiviteten i operationssalen samtidigt som de bidrar till en prisvärd lösning med kvalitet och tillförlitlighet av svensk teknik.

### STILLE Medstone URO operationsbord

4-rörelse C-bågebord med bordstopp i kolfiber och valbara tillbehör.

- Rektangulär 61 cm bred bordsskiva
- Viktkapacitet 227 kg
- Motoriserade rörelser
- Fyra låsbara hjul av sjukhusklass
- Bildarea 61x61 cm
- Bordsskiva i kolfiber med <1 mm aluminiumekvivalens
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz och 120Vac, 6,5A, 60 Hz med 230Vac eller 120Vac linjekabel
- 5 cm bordsmadrass och 3 st patientremmar
- Infektionsskydd/överdrag
- Handkontroll med sladd
- Fotreglage med sladd och piedestal för att placera fotreglaget på basen
- En flexibel uro-catcher dräneringspåse inkl. monteringsring
- Ett startpaket med 20 engångspåsar för engångsbruk

### 4 motoriserade rörelser tillgängliga:

- Höjdjustering
- Trendelenburg
- Longitudinell rörelse
- Lateral rörelse



Bilden visar Medstone4 URO med benstöd 505-1126

Modell	Medstone4 URO
Artikelnummer	500-1028
Bordsskiva	61x122 cm
Höjdjustering	66-101 cm
Trendelenburg	± 15°
Lateral tilt	x
Longitudinell rörelse	40 cm
Lateral rörelse	15 cm
Automatisk horisontell och center hempositionering	✓
Infektionsskydd/Kåpor	✓

Specifikationstolerans: ±1°, ± 1.27 cm

# Valfria tillbehör

Partnummer	Beskrivning
505-1126	Benstöd Goepel / par med fastsättningsklämmor
505-1114	Benstöd (par) med gasfjäderstöd och snabbspärr
505-1125	Genomlysningssbar benförlängningsplatta 61x71 cm, 7,6 kg inkl. vaddering
505-1170	Icke genomlysningssbar benförlängningsplatta 61x64 cm, 4,3 kg inkl. vaddering
514-50-3SR025	Universellt justerbart armstöd med vaddering och klämma
505-1127	10 icke-sterila dräneringspåsar
505-1120	Ersättande monteringsögla för dräneringspåsar
535-1770	X-ray strålskydd "kit" grå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1771	X-ray strålskydd "kit" blå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1772	X-ray strålskydd "loop" grå, 5 paneler I rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1773	X-ray strålskydd "loop" blå, 5 paneler I rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp




505-1114  
Benstöd (par) med gasfjäderstöd och snabbspärr



505-1126  
Benstöd Goepel (par)



514-50-3SR025  
Justerbart armstöd med vaddering



505-1125  
Genomlysningssbar benförlängningsplatta



Surgical perfection. For life.

## STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Sverige  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

www.stille.se