



Surgical perfection. For life.

## STILLE Medstone ERCP

### Högkvalitativa operationsbord för ERCP med extra bred bordstopp och 227 kg viktkapacitet

STILLE Medstone C-bågebord bidrar till effektivare operationer och ingrepp och representerar en prisvärd och pålitlig lösning med god kvalitet baserad på svensk teknologi.

#### STILLE Medstone ERCP operationsbord

Kommer som 2, 3 eller 5- rörelsebord för C-båge med extra bred bordstopp och tillval som ökar patientsäkerheten.

- Rektangulär 66 cm bred kolfibertopp
- Maxvikt 227 kg
- Motoriserade rörelser
- Fyra stycken låsbara hjul
- Metallfri avbildning 147 cm
- Kolfibertopp med <1mm Al ekvivalens
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz och 120Vac, 6,5A, 60 Hz med 230Vac eller 120Vac med EU eller USA standard nätkabel
- 5 cm tjock madrass och tre patientremmar
- Handkontroll med sladd

#### 2, 3 eller 5 motoriserade rörelser tillgängliga:

- Justering höjdledd
- Longitudinell rörelse
- Lateral rörelse
- Trendellenburg
- Lateral tilt



Bilden visar Medstone5 ERCP (500-1031) utan sidoskenor.

Modell	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Artikelnummer	500-1041*	500-1040*	500-1007*	500-1031*
Bordstopp	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Höjdstjustering	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	63,5-98,8 cm	67,0-102,0 cm
Lateral tilt	+/- 15°	+/- 15°	x	+/- 15°
Trendellenburg	x	+/- 15°	x	+/- 15°
Longitudinell rörelse	x	x	40 cm	40 cm
Lateral travel	x	x	15 cm	15 cm

Tolerans: ±1°, ± 1,27 cm

\*Standardkonfiguration utan avtagbara sidoskenor

## Tillgängliga tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
505-1189	Medstone tillbehörspaket för ERCP (inkluderar 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530)
505-1140	Fotkontroll till Medstone2 ERCP
505-1139	Fotkontroll till Medstone3 ERCP (500-1007)
505-1107	Fotkontroll till Medstone3 ERCP (500-1040)
505-1109	Fotkontroll till Medstone5 ERCP
505-1181	Två avtagbara sidoskenor längd 80,5cm
514-50-3SR025	Universellt justerbart armstöd med madrass och klämma*
514-100530	Sidostöd längd 61,6 cm / par med klämmor*
514-100311	Anestestibåge med klämmor*
514-100401	Droppställning med klämmor*
535-1770	X-ray strålskydd "kit" grå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1771	X-ray strålskydd "kit" blå, 6 lösa paneler; fästes på bordtoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1772	X-ray strålskydd "loop" grå, 5 paneler I rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp*
535-1773	X-ray strålskydd "loop" blå, 5 paneler I rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp*

\*Tillbehör fästes på de två sidoskenorna 505-1181.




505-1181

**Avtagbara sidoskenor (Par)**



514-50-3SR025

**Justerbart armstöd med madrass**



514-100530

**Sidostöd (Par)**



535-1772

**X-ray strålskydd "loop"**



Surgical perfection. For life.

### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Sverige  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)