



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone PM Elektrofysiologi / Rygg / Smärthantering

Högkvalitativa operationsbord med 227 kg viktkapacitet

STILLE Medstone C-bågebord bidrar till effektivare operationer och ingrepp och representerar en prisvärd och pålitlig lösning med god kvalitet baserad på svensk teknologi.


STILLE Medstone PM operationsbord

2, 3, 4 eller 5-rörelsebord för C-båge avsett för elektrofysiologi, rygg, smärthantering och andra applikationer som kräver god bildkvalitet, god prestanda, hög tillförlitlighet och användarvänlighet till ett bra pris.

- Motoriserade rörelser
- Maxvikt 227 kg
- Kolfibertopp med <1mm Al ekvivalens
- Autohorisontell - och centerhemläge
- Fyra stycken låsbara hjul
- Metallfri avbildning 147 cm
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz och 120Vac, 6.5A, 60 Hz med 230Vac eller 120Vac med EU eller USA standard nätkabel
- 5 cm tjock madrass och tre patientremmar
- Handkontroll med sladd

2, 3, 4 eller 5 motoriserade rörelser tillgängliga:

- Justering höjdledd
- Longitudinell rörelse
- Lateral rörelse
- Trendellenburg
- Lateral tilt



Bilden visar Medstone5 PM (500-1001)

Modell	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Artikelnummer	500-1011	500-1006	500-1004	500-1001
Höjjustering	65,3 - 100,6 cm	66,4-101,8 cm	73,0-108,0 cm	65,5-101,0 cm
Lateral tilt	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
Trendelenburg	x	± 15°	± 15°	± 15°
Longitudinell rörelse	x	x	40 cm	40cm
Lateral rörelse	x	x	x	15cm
Autohorisontell och center hemläge	✓	✓	✓	✓
Skyddskåpor	x	x	x	✓
Bordstopp	A	A	A	B

Tolerans: ±1°, ± 1,27 cm

A= Konturerad bordstopp 56 x 208 cm med utskärning för ansikte.
B= Samma som A plus 30.4 cm sidskena monterad till bordstoppen.

Valbara bordstoppar



Standardbordstopp* konturerad med hål för ansikte vid sluttande positionering av patienten och med valbart armstöd 505-1112.

*Rekommenderas för smärthantering



Rektangulär bordstopp* (505-1101) utan utskärning för ansikte och med möjligt armstöd 505-1112.

*Rekommenderas för elektrofysiologi och rygg.



Extra bred rektangulär bordstopp* (505-1104) utan utskärning för ansikte.

*Rekommenderas för ERCP eller procedurer med stora/breda patienter eller patienter liggandes på sida

Tillgängliga tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
505-1179	2 avtagbara sidoskenor längd 80,5 cm för alla modeller med bordstopp 56x208 cm förutom för bord med bordstopp B
505-1175	2 avtagbara sidoskenor längd 112,5 cm endast för modell 500-1001 med bordstopp 56x208 cm
505-1181	2 avtagbara sidoskenor längd 80,5 cm för alla bord med bred bordstopp 66x208 cm
514-50-3SR025	Universellt justerbart armstöd med klämma (monteras på sidoskena)
505-1112	Armstöd med madrass och klämma för montering av tillbehör på sidoskena (ej kompatibel med extra bred bordstopp)
505-1110	Dubbla armstöd med madrass; placeras tvärt över bordstoppen; utan klämmor eller sidoskenor
514-100401	Droppställning med klämma (monteras på sidoskena)
514-100311	Anestestibåge med klämma (monteras på sidoskena)
535-1773	X-ray strålskydd "loop" blå, 5 paneler i rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1772	X-ray strålskydd "loop" grå, 5 paneler i rad, fästes på sidoskenor eller bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1771	X-ray strålskydd "kit" blå, 6 lösa paneler; fästes på bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp
535-1770	X-ray strålskydd "kit" grå, 6 lösa paneler; fästes på bordstoppen med självhäftande Velcro © tejp
505-1140	Fotkontroll för Medstone2 PM
505-1107	Fotkontroll för Medstone3 PM
505-1108	Fotkontroll för Medstone4 PM
505-1109	Fotkontroll för Medstone5 PM



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sverige
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se