



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone ERCP Gastroenterologie

Hochwertige C-Bogen Tische für die Gastroenterologie/ ERCP mit breiter Tischplatte und 340kg Gewichtskapazität

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.



Foto zeigt Medstone5 ERCP (500-1031)
ohne Seitenschienen

Technische Spezifikationen

Medstone3 ERCP/ Medstone5 ERCP

- Motorisierte Höhenverstellung wie unten angegeben
- 40cm motorisierte Längsverschiebung
- 15cm motorisierte Querverschiebung
- +/- 15° motorisierte Trendelenburg-Verstellung (nur Medstone5 ERCP)
- +/- 15° motorisierte seitliche Neigung (nur Medstone5 ERCP)
- Rechteckige Tischplatte 66x208cm ohne Gesichtsausschnitt
- Gewichtskapazität 340kg
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz und 120Vac, 6,5A, 60 Hz mit 230Vac oder 120Vac Netzkabel
- 5cm dicke Matratze und 3 Patientengurte
- Handbedienung mit Kabel
- Zwei abnehmbare Seitenschienen Länge 80,5cm

STILLE Medstone3 ERCP/ Medstone5 ERCP Chirurgische Bildgebungstische

3 bzw. 5-Wege Bildgebungstische für die Gastroenterologie mit extra breiter Tischplatte und optionalem Zubehör zur Sicherung des Patienten.

- Motorisierte Bewegungen
- Patientenkapazität 340kg
- 66cm breite rechteckige Tischplatte aus Karbonfaser
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen für beste Mobilität
- Bildgebung ohne Metallschatten 147cm

Wahlweise 3 oder 5 motorisierte Bewegungsoptionen:

- Höhenverstellung
- Längsverschiebung
- Querverschiebung
- Trendelenburg (nur Medstone5 ERCP)
- Seitliche Neigung (nur Medstone5 ERCP)

Modell	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Artikelnummer	500-1036*	500-1037**
Tischplattengröße	66 x 208cm	66 x 208cm
Höhenverstellung	64-99cm	67-102cm
Trendelenburg	x	+/- 15°
Seitliche Neigung	x	+/- 15°
Längsverschiebung	40cm	40cm
Querverschiebung	15cm	15cm

Toleranzbereich: $\pm 1^\circ$, $\pm 1,27$ cm

*Artikelnummer für Medstone3 ERCP ohne 2 abnehmbare Seitenschienen: 500-1007

**Artikelnummer für Medstone5 ERCP ohne 2 abnehmbare Seitenschienen: 500-1031

Optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
505-1139	Fußschalter für Medstone3 ERCP (500-1036 und 500-1007)
505-1109	Fußschalter für Medstone5 ERCP (500-1037 und 500-1031)
505-1181	Zwei abnehmbare Seitenschienen Länge 80.5cm für Medstone Modelle 500-1007 und 500-1031
514-50-3SR025	Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme*
514-100530	Seitenschutzgitter Länge 61,6cm/Paar mit Befestigungsklemmen*
514-100311	Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen*
514-100401	Infusionsstange mit Befestigungsklemme*
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband*
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband*

*Diese Zubehörteile werden an den zwei abnehmbaren Seitenschienen befestigt, die mit den Medstone Modellen 500-1036 und 500-1037 geliefert werden. Für die Medstone Modelle 500-1007 und 500-1031 müssen diese Seitenschienen separat bestellt werden (Artikelnummer 505-1181, siehe oben).

STILLE – Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern – Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: 1.800.6651614
sales.us@stille.se