



STILLE imagiQ2

Upgrades & Zubehör



Surgical perfection. For life.

imagiQ2 Standardkonfiguration



Standardkonfiguration

Der STILLE imagiQ2 kommt mit folgender Konfiguration:

- 225 Kg Patientengewichtskapazität
- Graue ergonomische Transportgriffe
- Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei normalem Gebrauch
- 4 schwenkbare Räder
- Schwenkgriff zur Bedienung der schwimmenden Tischplatte
- Handbedienung + Ersatzhandbedienung
- Verlängerungskabel für die Handbedienung
- Tischauflage
- feste Seitenschienen

NEU

Artikelnummer	Beschreibung
530-1700	imagiQ2 Basic EU
530-1701	imagiQ2 Basic UK
530-1702	imagiQ2 Basic JP
530-1703	imagiQ2 Basic USA

Bedarfsgerechte imagiQ2 Upgrades



Mobilitäts-Erweiterungssatz

Wenn der Tisch häufig zum Transport innerhalb der Klinik eingesetzt werden soll, sorgt der Mobilitäts-Erweiterungssatz für eine verbesserte Beweglichkeit.

Alle Räder sind schwenkbar ausgeführt, und ein zusätzliches fünftes Rad sorgt für optimale Beweglichkeit.

Konfiguration:

- 4 schwenkbare Räder und unser bewährtes lineares 5. Rad.

Upgrade Artikelnummer: 535-1711

Bedarfsgerechte imagiQ2 Upgrades



Last-Aufrüstsatz

Steigern Sie die Belastbarkeit des imagiQ2 mit einer erhöhten Patientengewichtskapazität bis max. 300 kg. Dieses Premium-Upgrade hat silberfarbene ergonomische Transportgriffe. Bitte beachten Sie, dass diese Option vor der Auslieferung im Originalauftrag angegeben werden muss. Es kann nicht auf einen bereits gelieferten Tisch nachgerüstet werden.

Upgrade Artikelnummer: 535-1710

Bedarfsgerechte imagiQ2 Upgrades



Leistungssatz


Für maximale Betriebszeit ohne Unterbrechungen wählen Sie das Leistungspaket. Es beinhaltet einen leistungsstarken Langzeit-Akku mit bis zu 1 Woche Ausdauer.

Dieses Upgrade kann jederzeit gewählt werden.

Jetzt in der Standardkonfiguration enthalten

Upgrade Artikelnummer: 535-1712

imagiQ2 Zubehörteile



Zusätzlicher Schwenkgriff

Der zusätzliche Schwenkgriff ermöglicht das Bewegen der Tischplatte von verschiedenen Seiten.

Artikelnummer: 535-1760



Abnehmbare kurze Seitenschiene

28,5cm langes Schienensystem zur Zubehörmontage, ermöglicht 360°-Bildgebungsfähigkeiten.


Artikelnummer: 535-1725



Strahlendurchlässige Armauflage

für vaskuläre Eingriffe. Bietet ein ungehindertes Bild und wird direkt an der Karbonfaserplatte angebracht.

Artikelnummer: 535-1730



Verstellbare Kopfstütze

Voll strahlendurchlässige Kopfstütze, ermöglicht eine einfache Intubation sowie überlegene Karotisvisualisierung. Sie kann an beiden Enden des Tisches angebracht werden und benötigt keine Seitenschiene.

Artikelnummer: 535-1742



ImagiQ2 Untertisch-Strahlenschutz

Maßgeschneiderter und pflegeleichter Schutz gegen Streustrahlung mit Bleikautschuk (0,5 Pb). Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre für Untertisch-Strahlenschutz.



Abnehmbare lange Seitenschiene

Abnehmbare lange Schienensysteme; bieten Seitenschiene über die (volle*) Tischlänge, zur Zubehörmontage, ermöglichen 360°-Bildgebungsfähigkeiten.

Artikelnummer: 535-1721 (80,5cm)

Artikelnummer: 535-1729 (70,0cm)

*gilt nur für 535-1721



Anästhesiebogen

Stellt eine sterile Barriere zur Verfügung, die das chirurgische Feld vom Kopf des Patienten trennt.

Artikelnummer: 514-100311



Katheterschale für die Gefäßchirurgie

Bietet einen erweiterten Arbeitsraum, der direkt am Tisch befestigt ist. Erhältlich in drei Längen.

Artikelnummern:

535-1752 (500 mm)

535-1750 (1.000 mm)

535-1751 (1.500 mm)



Universal verstellbare Armauflage

Nicht strahlendurchlässige Armauflage, bietet ideale Unterstützung für den Arm des Patienten.


Artikelnummer: 514-50-3SR025



ImagiQ2 Fußsteuerung

Kompakter Multipunkt-Fußschalter für diskrete Platzierung unter dem Tisch; mit Soft-Touch-Tasten, für die eine leichte Betätigung ausreicht.

Artikelnummer: 535-1762



Verbreiterungselemente für ERCP

Seitenschiene montierte 455 mm lange Verbreiterungselemente inklusive Polster für Verfahren mit seitlicher Patientenpositionierung.

Artikelnummer: 514-100422 (Paar)

Weitere Längen auf Anfrage erhältlich.

Zusätzliche Seitenschiene 535-1721 benötigt



Seitenschutzgitter für ERCP

Seitenschiene montierte klappbare Seitengitter sorgen für Patientensicherheit und Komfort bei ERCP-Prozeduren.

Artikelnummer: 514-100530 (Paar)

Zusätzliche Seitenschiene 535-1721 benötigt

Der imagiQ2-Zubehörcatalog umfasst eine breite Auswahl an Zubehörteilen für Gefäßchirurgie, ERCP, Schmerztherapie sowie Elektrophysiologie



Körper-/ Beingurt

Gurt zur Fixierung des Patienten, wird mit Klettverschluss an der Seitenschiene befestigt.

Artikelnummer: 514-100465



Infusionsstange

Infusionsstange mit Befestigungsklemme zur Anbringung an der Seitenschiene.

Artikelnummer: 514-100401



Kopflagerungskissen

Ausgeformtes Kopfkissen zur sicheren Lagerung des Kopfes.

Artikelnummer: 514-100334



Beinhalter

Beinhalter nach Göpel mit Spannklemmen

Artikelnummer: 514-50-3SR032 (Paar)

imagiQ2 Zubehörkatalog

Zubehörteil	Artikelnummer
Zusätzlicher Schwenkgriff DIN	535-1760
Abnehmbare kurze Seitenschiene DIN* (28,5 cm)	535-1725
Abnehmbare lange Seitenschiene DIN (70 cm)	535-1729
Abnehmbare lange Seitenschiene DIN ** (80,5 cm)	535-1721
Strahlendurchlässige Armauflage	535-1730
Verstellbare Kopfstütze	535-1742
Nicht verstellbare Kopfstütze	535-1741
Röntgenschutzset grau	535-1770
Röntgenschutzset blau	535-1771
Röntgenschutzvorhang grau	535-1772
Röntgenschutzvorhang blau	535-1773
Röntgenschutzlamelle grau	535-1774
Röntgenschutzlamelle blau	535-1775
Anästhesiebogen	514-100311
Katheterschale 1.000 mm	535-1750
Katheterschale 1.500 mm	535-1751
Katheterschale 500 mm	535-1752
Verstellbare Armauflage DIN	514-50-3SR025
Fußsteuerung	535-1762
Verbreiterungselemente mit Polster/ Paar (455 mm)	514-100422
Klappbare Seitenschutzgitter/ Paar	514-100530
Körper-/ Beingurt	514-100465
Infusionsstange mit Befestigungsklemme	514-100401
Kopflagerungskissen	514-100334
Beinhalter nach Göpel mit Spannklemmen/ Paar	514-50-3SR032
Lateralstütze mit Befestigungsklemme	514-50-3SR028
Verstellbare Ablage mit Befestigungsklemme	514-50-3SR036
DORO® Seitenschiennenadapter Amsco	514-3011-10

Bitte beachten Sie, dass einige Zubehörteile in den USA/ LATAM nicht – oder in anderen Ausführungen – erhältlich sind.


Details hierzu entnehmen Sie bitte unserer englischsprachigen Brochüre.

*Die kurze Seitenschiene (28,5cm) kann weder mit Retraktorsystemen noch mit den Katheterschalen 1.000 mm oder 1.500 mm verwendet werden

**Die langen Seitenschiene (80,5 cm) sind nicht mit der verstellbaren Kopfstütze (535-1742) kompatibel

imagiQ2 Upgrades

Aufrüstbare Funktionen	Artikelnummer	Beschreibung
Mobilitäts-Erweiterungssatz	535-1711	Zusätzliches 5. Rad zum innerklinischen Transport
Last-Aufrüstsatz	535-1710	Erhöhte Patientengewichtskapazität max. 300 kg



STILLE imagiQ2 | Zubehör

STILLE – Surgical perfection

STILLE – Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern – Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.

Erfahren Sie mehr unter www.stille.se/imagiQ2



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: 1.800.6651614