



STILLE imagiQ2™

Upgrades & Zubehör



Surgical perfection. For life.

imagiQ2™ Standardkonfiguration



Standardkonfiguration

Der STILLE imagiQ2™ wird mit folgender Konfiguration geliefert:

- 300 kg Gewichtskapazität
- Ergonomische Transportgriffe
- Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen*
- 4 schwenkbare Räder
- Schwenkgriff zur Bedienung der schwimmenden Tischplatte
- Handbedienung + Ersatzhandbedienung
- Verlängerungskabel für Handbedienung
- Matratze mit geringer Dämpfung

**Batterielebensdauer abhängig von Gewichtsbelastung
und Tischgebrauch*

Artikel- nummer	Beschreibung
530-1700	imagiQ2™ EU
530-1701	imagiQ2™ UK
530-1702	imagiQ2™ JP
530-1703	imagiQ2™ USA

imagiQ2™ – Upgrades für Ihre Anforderungen

Mobilitäts-Erweiterungssatz

Wenn der Tisch für häufige innerklinische Transporte verwendet wird, sorgt der Mobilitäts-Erweiterungssatz für eine verbesserte Beweglichkeit. Alle Räder sind schwenkbar und ein zusätzliches fünftes Rad gewährleistet optimale Mobilität.

Konfiguration:

- 4 schwenkbare Räder und unser bewährtes lineares 5. Rad.

Upgrade-Artikelnummer: 535-1711

Last-Aufrüstsatz

Steigern Sie die Belastbarkeit des imagiQ2™ mit einer erhöhten Gewichtskapazität von bis zu 300 kg. Dieses Premium-Upgrade verfügt über silberfarbene ergonomische Transportgriffe.

Bitte beachten Sie, dass diese Option mit der Originalbestellung vor Auslieferung spezifiziert werden muss. Es kann nicht an einem bereits gelieferten Gerät nachgerüstet werden.

Jetzt in der Standardkonfiguration enthalten

Upgrade-Artikelnummer: 535-1712

Leistungssatz

Der Leistungssatz bietet maximale Betriebszeit durch einen leistungsstarken Langzeit-Akku mit einer Betriebszeit von bis zu 5 Tagen bei normalem Gebrauch.

Dieses Upgrade kann jederzeit gewählt werden.

Jetzt in der Standardkonfiguration enthalten

Upgrade-Artikelnummer: 535-1710

Trendelenburg-Erhöhungssatz

Maximieren Sie die Trendelenburg-Funktionen, indem Sie den Trendelenburg-Erhöhungssatz wählen. Dadurch können Sie den Trendelenburg-Winkel von 20 Grad auf 25 Grad erweitern. Dieses Upgrade ist nur ohne den Last-Aufrüstsatz erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass diese Option bei der ursprünglichen Bestellung vor der Lieferung angegeben werden muss. Dieses Upgrade kann nicht bei bereits gelieferten Geräten nachgerüstet werden.

Upgrade-Artikelnummer: 535-1713

Upgrade	Artikelnummer	Beschreibung
Mobilitäts-Erweiterungssatz	535-1711	Zusätzliches 5. Führungsrad für den innerklinischen Transport.
Trendelenburg-Erhöhungssatz	535-1713	Trendelenburg Winkel von 25 anstatt 20 Grad

imagiQ2™-Zubehör-Highlights

Die imagiQ2™ Zubehörpalette bietet eine breite Auswahl an Zubehör für u. a. Gefäßchirurgie, Gastroenterologie/ ERCP-, Schmerztherapie und Elektrophysiologie.

Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren STILLE-Vertreter.




535-1765
Integriertes Steuergerät
Kombiniert die wesentlichen Tischsteuerungsfunktionen der Handbedienung und des Schwenkgriffs in einem Gerät.



535-1745
3D Kopfstütze / Verlängerung
Kopfstütze / Verlängerung aus Kohlenfaser, die die strahlendurchlässige Länge der Tischplatte um 30 cm verlängert.



514-50-3SR040
Handsteuerungshalter
Hält die Handsteuerung im 20°-Winkel, so dass die Funktionstasten mit einer Hand bedient werden können




535-1742
Verstellbare Kopfstütze
Vollständig strahlendurchlässige Kopfstütze, gewährleistet eine einfache Intubation sowie hervorragende Karotis-Visualisierung. Sie kann an beiden Enden des Tisches angebracht werden und benötigt keine Seitenschienen.



535-1721
Abnehmbare Seitenschiene (80,5cm)
Diese Seitenschiene ermöglicht Seitenschienen in voller Tischlänge für die Montage von Zubehör. Nicht kompatibel mit der verstellbaren Kopfstütze.

Auch in 70 cm (535-1729) und 28,5cm (535-1725) erhältlich.



535-1750
Katheterablage 1.000mm
Bietet eine erweiterte Arbeitsfläche, die direkt an der Tischplatte befestigt wird.

Auch erhältlich in 500 mm (535-1752) und 1.500 mm (535-1751).



535-1770
Röntgenschutzset (grau)
Maßgeschneiderter und montagefreundlicher Schutz gegen Streustrahlung mit Bleikautschuk (0,5 Pb). Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre für Untertisch-Strahlenschutz

Auch in blau erhältlich (535-1771).



535-1773
Röntgenschutzvorhang (blau)
Maßgeschneiderter und montagefreundlicher Schutz gegen Streustrahlung mit Bleikautschuk (0,5 Pb). Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Broschüre für Untertisch-Strahlenschutz

Auch in grau (535-1772) und als Einzellamellen zur direkten Befestigung an der Tischplatte mittels Klettstreifen erhältlich (blau: 535-1774, grau: 535-1773)




535-1730
Röntgendurchlässige Armauflage
Bietet ein ungehindertes Bild und wird direkt an der Kohlenfasertischplatte befestigt.



514-50-3SR025
Verstellbare Armauflage
Die nicht strahlendurchlässige Auflage bietet eine ideale Unterstützung für den Arm des Patienten.



514-100530
Seitenschutzgitter, klappbar (Paar)
Seitenschienenmontierte Schutzgitter, um die Sicherheit und den Komfort des Patienten bei ERCP-Eingriffen zu gewährleisten.



514-100422
Verbreiterungselemente (Paar)
Seitenschienenmontierte Verbreiterungselemente, Länge 455 mm, mit Polstern, zur seitlichen Lagerung des Patienten. Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich. Empfohlen mit Seitenschienen 535-1721 oder 535-1729



514-100311

Anästhesiebogen


Ermöglicht durch hängende Tücher die sterile Zone von der unsterilen Zone zu trennen.



514-100401

Infusionsstange


Infusionsstange mit Befestigungsklemme zur Befestigung an den Seitenschiene.



514-100554

Arm- & Beinhalter

Bietet Unterstützung, um zu verhindern, dass der Arm oder das Bein des Patienten vom Operationstisch fällt.



514-100552

Arm- & Beinhalter gebogen

Bietet Unterstützung, um zu verhindern, dass der Arm oder das Bein des Patienten vom Operationstisch fällt.



514-50-3SR032

Beinhalter (Paar)

Beinhalter Typ Goepel mit Befestigungsklemmen.



505-1110

Doppelarmauflage

Strahlendurchlässige duale Armauflage zur Unterstützung der beiden Arme des Patienten.



514-100465

Körper-/Beingurt

Gurt zur Fixierung des Patienten, mit Klettverschluss an den Seitenschiene zu befestigen.



514-3011-00

DORO® Seitenschieneadapter

Amsco
Seitenschieneadapter für DORO Kopfstütze (nicht strahlendurchlässig).



514-100334

Kopfplagerungskissen

Kissen zur Stabilisierung des Kopfes des Patienten



535-1762

Fußsteuerung


Kompakter Multipunkt-Fußschalter für diskrete Platzierung unter dem Tisch; mit Soft-Touch-Tasten, die mit leichtem Druck betätigt werden.



514-50-3SR036

Verstellbare Ablage mit Befestigungsklemme

Verstellbares Tablett zur Ablage von Instrumenten und anderen wichtigen Dingen, die das OP-Team benötigt.



535-1760

Zusätzlicher Schwenkgriff

Ein zusätzlicher Schwenkgriff ermöglicht das Bewegen der Tischplatte von verschiedenen Seiten.

Weiteres Zubehör

Artikel	Artikelnummer (EU)	Artikelnummer (US)
Kopfstütze, nicht verstellbar	535-1741	535-1741
Lateralstütze mit Befestigungsklemme	514-50-3SR028	514-50-3SR030
Geräteabdeckungen (50 Stück)	514-17500	x
Basisarmauflage	x	512-5000



STILLE imagiQ2™ | Zubehör

STILLE – Surgical perfection

STILLE – Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern – Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.

Erfahren Sie mehr unter www.stille.se/imagiQ2



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
+46 8 588 580 00
+46 8 588 580 05
info@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
+1.800.665.1614

Vertrieben von: