



Surgical perfection. For life.

## STILLE Medstone ERCP

### Hochwertige chirurgische Bildgebungstische für ERCP mit extra breiter Tischplatte und 227 kg Gewichtskapazität

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.

**STILLE Medstone ERCP Chirurgische Bildgebungstische**  
C-Bogen Tische mit 2, 3 oder 5 Bewegungen sowie extra breiter Tischplatte und optionalem Zubehör zur Sicherung des Patienten..

- 66 cm breite rechteckige Tischplatte aus Karbonfaser
- Gewichtskapazität 227 kg
- Motorisierte Bewegungen
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Bildgebung ohne Metallschatten 147 cm
- Karbonfaserplatte mit <1 mm Aluminiumäquivalenz
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz und 120 Vac, 6,5A, 60 Hz mit 230Vac oder 120Vac Netzkabel
- 5cm dicke Matratze und 3 Patientengurte
- Kabelgebundene Handbedienung

#### Wahlweise 2, 3 oder 5 motorisierte Bewegungen:

- Höhenverstellung
- Seitliche Neigung
- Trendelenburg
- Längsverschiebung
- Querverschiebung



Foto zeigt Medstone5 ERCP (500-1031) ohne Seitenschienen

| Modell            | Medstone2 ERCP  | Medstone3 ERCP  | Medstone5 ERCP |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer     | 500-1041*       | 500-1040*       | 500-1031*      |
| Tischplattengröße | 66 x 208 cm     | 66 x 208 cm     | 66 x 208 cm    |
| Höhenverstellung  | 66,3 - 101,6 cm | 67,4 - 102,8 cm | 65,5-101 cm    |
| Seitliche Neigung | +/- 15°         | +/- 15°         | +/- 15°        |
| Trendelenburg     | x               | +/- 15°         | +/- 15°        |
| Längsverschiebung | x               | x               | 40 cm          |
| Querverschiebung  | x               | x               | 15 cm          |

Toleranzbereich:  $\pm 1^\circ$ ,  $\pm 1,27$ cm

\*Basiskonfiguration ohne abnehmbare Seitenschienen

# Optionales Zubehör

| Artikelnummer | Beschreibung  |
|---------------|---|
| 505-1189      | Medstone ERCP Zubehörpaket (enthält 505-1181, 514-50-3SR025 und 514-100530)                                   |
| 505-1140      | Fußschalter für Medstone2 ERCP  |
| 505-1107      | Fußschalter für Medstone3 ERCP  |
| 505-1109      | Fußschalter für Medstone5 ERCP  |
| 505-1181      | Zwei abnehmbare Seitenschienen Länge 80,5 cm für Medstone Modelle 500-1041, 500-1040 und 500-1031             |
| 514-50-3SR025 | Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme*   |
| 514-100530    | Seitenschutzgitter Länge 61,6 cm/Pair mit Befestigungsklemmen*  |
| 514-100311    | Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen*  |
| 514-100401    | Infusionsstange mit Befestigungsklemme*   |
| 535-1770      | Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband                          |
| 535-1771      | Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband                          |
| 535-1772      | Röntgenschutzvorhang grau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband* |
| 535-1773      | Röntgenschutzvorhang blau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband* |


\*Zubehör zur Anbringung an den 2 abnehmbaren Seitenschienen 505-1181



505-1181  
**Abnehmbare Seitenschienen (Paar)**



514-50-3SR025  
**Verstellbare Armauflage mit Polster**



514-100530  
**Seitenschutzgitter (Paar)**



535-1772  
**Strahlenschutzvorhang grau**



Surgical perfection. For life.

## STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Schweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)