



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone URO/ GYN Urologie/ Cysto/ Brachytherapie/ Gynäkologie

Hochwertige C-Bogen Tische für die Urologie und Gynäkologie

Die STILLE Medstone chirurgischen Bildgebungstische tragen dazu bei, die Effizienz im OP zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.

STILLE Medstone URO chirurgischer Bildgebungstisch

C-Bogen Tisch mit 4 Bewegungen sowie Karbonfasertischplatte und optionalem Zubehör.

- Rechteckige, 61 cm breite Tischplatte
- Gewichtskapazität 227 kg
- Motorisierte Bewegungen
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Bildgebungsbereich 61 x 61 cm
- Karbonfasertischplatte mit <1 mm Aluminiumäquivalenz
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz und 120Vac, 6,5A, 60 Hz mit 230Vac oder 120Vac Netzkabel
- 5 cm dicke Matratze und 3 Patientengurte
- Infektionskontrollabdeckungen
- Handschalter mit Kabel
- Fußschalter mit Kabel und Podest zur Lagerung des Fußschalters auf dem Tischfuß
- Ein flexibler Ring zur Befestigung urologischer Abflussbeutel
- Ein Starterpaket mit 20 Einweg-Abflussbeuteln

4 motorisierte Bewegungen verfügbar:

- Höhenverstellung
- Trendelenburg
- Längsverschiebung
- Querverschiebung



Foto zeigt Medstone4 URO mit Beinhaltern 505-1126

Modell	Medstone4 URO
Artikelnummer	500-1028
Tischplatte	61x122 cm
Höhenverstellung	66-101 cm
Trendelenburg	± 15°
Seitliche Neigung	x
Längsverschiebung	40 cm
Querverschiebung	15 cm
Positionierung der Horizontal- und Ausgangsposition	✓
Infektionskontrollabdeckungen	✓

Toleranzbereich: ±1°, ± 1,27 cm

Optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
505-1126	Beinhalter Goepel/ Paar mit Befestigungsklemmen
505-1114	Beinhalter/ Paar m. Gasfederunterstützung u. Griff zur Schnellverriegelung
505-1125	Strahlendurchlässige Beinplatte 61x71 cm; 7,6 kg inkl. Matratze
505-1170	nicht strahlendurchlässige Beinplatte 61x64 cm; 4,3 kg inkl. Matratze
514-50-3SR025	Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme
505-1127	10 nicht-sterile Abflussbeutel
505-1120	Ersatzring zur Befestigung urologischer Abflussbeutel
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband




505-1114
Beinhalter mit Gasfederunterstützung (Paar)



505-1126
Beinhalter Goepel (Paar)



514-50-3SR025
verstellbare Armauflage mit Polster



505-1125
Strahlendurchlässige Beinplatte



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se