



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone URO/ GYN Urologia/ Cistoscopia/ Brachiterapia/ Ginecologia

Tavolo per Arco a C di grado ospedaliero ad alta qualità per Urologia e Ginecologia

I tavoli STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza pur rappresentando una soluzione economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese.

STILLE Medstone URO Tavolo di Imaging Chirurgica

Tavoli per arco a C - 4 movimenti, con piano in fibra di carbonio e accessori opzionali.

- Piano tavolo rettangolare largo 61 cm
- Capacità peso 227kg
- Movimenti motorizzati
- Quattro ruote bloccabili di qualità ospedaliera
- Area Imaging 61x61 cm
- Piano in fibra di carbonio con <1 mm Equivalenza Alluminio
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz e 120Vac, 6.5A, 60 Hz con cavo di linea da 230Vac o 120Vac
- Materassino da 5 cm e 3 cinghie paziente
- Covers controllo infettivo
- Comando manuale via cavo
- Comando a pedale via cavo con piedistallo per alloggiamento sulla base del tavolo
- Uro-Catcher Flessibile per sacca di raccolta fluidi
- Una confezione iniziale di 20 sacchetti per raccolta fluidi monouso

Disponibili 4 Movimenti Motorizzati:

- Regolazione Altezza
- Trendelenburg
- Scorrimento Longitudinale
- Scorrimento Laterale



In foto Medstone4 URO (500-1028)
con reggi gambe 505-1126

Modello	Medstone4 URO
Codice	500-1028
Piano del Tavolo	61x122 cm
Regolazione Altezza	66-101 cm
Trendelenburg	± 15°
Inclinazione Laterale	x
Scorrimento Longitudinale	40 cm
Scorrimento Laterale	15 cm
Posizionamento automatico di fabbrica orizzontale e centrale	✓
Covers Controllo Infettivo	✓

Tolleranza Specificazioni: ±1°, ± 1.27 cm

Accessori Opzionali

Codice	Descrizione
505-1126	Reggigambe tipo Goepel / coppia con clamps di fissaggio
505-1114	Reggigambe (coppia) supporto a molla a gas e rilascio manuale rapido
505-1125	Piastra estensione gambe radiotrasparente 61 cm x 71 cm, 7.6 kg incl. pad
505-1170	Piastra estensione gambe non radiotrasparente 61x64cm, 4.3kg incl. pad
514-50-3SR025	Poggiabracchio universale regolabile con pad e clamp
505-1127	10 sacche di raccolta liquidi non sterili
505-1120	Ricambio Uro-Catcher per raccolta liquidi
535-1770	Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1771	Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1772	Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1773	Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®



505-1114
Reggigambe con supporto molla a gas (coppia)



505-1126
Reggigambe tipo Goepel (coppia)



514-50-3SR025
Poggiabracchio universale regolabile con pad e clamp



505-1125
Piastra estensione gambe radiotrasparente



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se