

Hochwertige chirurgische Bildgebungstische für ERCP mit extra breiter Tischplatte und 227 kg Gewichtskapazität

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.

STILLE Medstone ERCP Chirurgische Bildgebungstische
C-Bogen Tische mit 2, 3 oder 5 Bewegungen sowie extra breiter Tischplatte und optionalem Zubehör zur Sicherung des Patienten..

- 66 cm breite rechteckige Tischplatte aus Karbonfaser
- Gewichtskapazität 227 kg
- Motorisierte Bewegungen
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Bildgebung ohne Metallschatten 147 cm
- Karbonfaserplatte mit <1 mm Aluminiumäquivalenz
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz und 120 Vac, 6,5A, 60 Hz mit 230Vac oder 120Vac Netzkabel
- 5cm dicke Matratze und 3 Patientengurte
- Kabelgebundene Handbedienung

Wahlweise 2, 3 oder 5 motorisierte Bewegungen:

- Höhenverstellung
- Seitliche Neigung
- Trendelenburg
- Längsverschiebung
- Querverschiebung



Foto zeigt Medstone5 ERCP (500-1031) ohne Seitenschienen

Modell	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Artikelnummer	500-1041*	500-1040*	500-1031*
Tischplattengröße	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Höhenverstellung	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	67-102 cm
Seitliche Neigung	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Trendelenburg	x	+/- 15°	+/- 15°
Längsverschiebung	x	x	40 cm
Querverschiebung	x	x	15 cm

Toleranzbereich: ±1°, ± 1,27cm

*Basiskonfiguration ohne abnehmbare Seitenschienen

Optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
505-1189	Medstone ERCP Zubehörpaket (enthält 505-1181, 514-50-3SR025 und 514-100530)
505-1140	Fußschalter für Medstone2 ERCP
505-1107	Fußschalter für Medstone3 ERCP
505-1109	Fußschalter für Medstone5 ERCP
505-1181	Zwei abnehmbare Seitenschienen Länge 80,5 cm für Medstone Modelle 500-1041, 500-1040 und 500-1031
514-50-3SR025	Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme*
514-100530	Seitenschutzgitter Länge 61,6 cm/Paar mit Befestigungsklemmen*
514-100311	Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen*
514-100401	Infusionsstange mit Befestigungsklemme*
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband*
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschienen o. Tischplatte mit Klettband*


*Zubehör zur Anbringung an den 2 abnehmbaren Seitenschienen 505-1181



505-1181
Abnehmbare Seitenschienen (Paar)



514-50-3SR025
Verstellbare Armauflage mit Polster



514-100530
Seitenschutzgitter (Paar)



535-1772
Strahlenschutzvorhang grau



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se