

## Tavolo da Imaging Chirurgico Alta Qualità di Grado Ospedaliero per ERCP con Piano Extra Largo e Capacità di Carico di 227 kg

I tavoli per arco a C STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza pur rappresentando una soluzione economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese.

### STILLE Medstone ERCP Tavolo da Imaging Chirurgico

Tavolo per arco a C -2,3 e 5 movimenti- con piano extra largo e accessori opzionali per fissare il paziente.

- Piano in fibra di carbonio rettangolare da 66 cm
- Capacità di peso 227 kg
- Movimenti motorizzati
- Quattro ruote bloccabili di qualità ospedaliera
- Imaging metal free 147 cm
- Piano in fibra di carbonio con <1mm Equivalenza Alluminio
- 230 Vac, 3.4 A, 50 Hz e 120 Vac, 6.5A, 60 Hz con cavo di linea da 230Vac o 120Vac
- Materasso da 5 cm e 3 cinghie paziente
- Comando manuale via cavo

### Opzioni Disponibili 2, 3 o 5 Movimenti Motorizzati:

- Regolazione Altezza
- Scorrimento Longitudinale
- Scorrimento Laterale
- Trendelenburg
- Inclinazione Laterale



L'immagine mostra Medstone5 ERCP (500-1031) senza staffe laterali

Modello	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Codice	500-1041*	500-1040*	500-1031*
Piano di appoggio	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Regolazione Altezza	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	67-102 cm
Inclinazione Laterale	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Trendelenburg	x	+/- 15°	+/- 15°
Scorrimento Longitudinale	x	x	40 cm
Scorrimento Laterale	x	x	15 cm

Tolleranza Specificazioni:  $\pm 1^\circ$ ,  $\pm 1.27\text{cm}$

\*Configurazione Base senza staffe laterali removibili

# Accessori Opzionali

Codice	Descrizione
505-1189	Medstone ERCP pacchetto accessori (include 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530)
505-1140	Controllo a pedale per Medstone2 ERCP
505-1107	Controllo a pedale per Medstone3 ERCP
505-1109	Controllo a pedale per Medstone5 ERCP
505-1181	Coppia di staffe laterali removibili lungh. 80.5 cm per modello Medstone 500-1040, 500-1041 e 500-1031
514-50-3SR025	Poggiabracchio universale regolabile con cuscinetto e clamp*
514-100530	Coppia supporti laterali lungh. 61.6 cm con clamps*
514-100311	Arco per anestesia con clamps*
514-100401	Asta per flebo con clamp*
535-1770	Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1771	Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1772	Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®
535-1773	Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®

\*Accessori da collegare alle staffe laterali removibili 505-1181.




505-1181

**Staffe laterali removibili (coppia)**



514-50-3SR025

**Poggiabracchio regolabile con cuscinetto**



514-100530

**Supporti laterali (coppia)**



535-1772

**Sistema schermante per radiazioni grigio**



Surgical perfection. For life.

**STILLE AB**

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Sweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)