

Chirurgische beeldvormende tafels van hoge kwaliteit voor ERCP met extra breed tafelblad en een draagvermogen van 227 kg

De STILLE Medstone C-arm tafels dragen bij aan het verhogen van de efficiëntie en vertegenwoordigen tegelijkertijd een betaalbare oplossing met kwaliteit en betrouwbaarheid geleverd door Zweedse technologie.

STILLE Medstone ERCP chirurgische beeldtafels
2, 3 en 5 bewegingen C-arm tafels met extra breed tafelblad en optionele accessoires.

- Rechthoekig 66 cm breed tafelblad van koolstofvezel <1 mm aluminium equivalent
- Gewichtscapaciteit 227 kg
- Gemotoriseerde bewegingen
- Vier zwenkwielen van ziekenhuiskwaliteit
- Metaalvrije beeldvorming 147 cm
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz en 120Vac, 6.5A, 60 Hz met 230Vac of 120Vac snoer
- Matras van 5 cm en 3 patiënriemen (Straps)
- Bedrade handbediening

2, 3 of 5 opties voor gemotoriseerde beweging beschikbaar:

- Hoogte-instelling
- Longitudinale beweging
- Laterale beweging
- Trendelenburg
- Laterale kanteling



Afbeelding van Medstone 5ERCP (500-1031).

Model	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Onderdeel nummer	500-1041*	500-1040*	500-1031*
Tafelblad	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Hoogte aanpassing	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	67-102 cm
Laterale kanteling	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Trendelenburg	x	+/- 15°	+/- 15°
Longitudinale beweging	x	x	40 cm
Laterale beweging	x	x	15 cm

Tolerantie: ±1°, 1,27 cm

*Basisconfiguratie zonder afneembare zijrails

Optionele accessoires

Onderdeel nummer	Description
505-1189	Medstone ERCP-accessoirepakket (inclusief 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530)
505-1140	Voetpedaal voor Medstone2 ERCP
505-1107	Voetpedaal voor Medstone3 ERCP
505-1109	Voetpedaal voor Medstone5 ERCP
505-1181	Twee afneembare zijrails, lengte 80,5 cm voor Medstone- modellen 500-1040, 500-1041 en 500-1031
514-50-3SR025	Universele verstelbare armplank met matras en klem*
514-100530	Zijhekken 61,6 cm / paar (2st) met klemmen*
514-100311	Anesthesieframe met klemmen*
514-100401	Infuuspaal met klem*
535-1770	Röntgenbeschermingsset grijs, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips
535-1771	Röntgenbeschermingsset blauw, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips
535-1772	Röntgenbescherming lus grijs, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband strips*
535-1773	Röntgenbescherming lus blauw, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband strips*

*Accessoires voor bevestiging aan de twee afneembare zijrails 505-1181.




505-1181

Twee afneembare zijrails



514-50-3SR025

Universele verstelbare armplank met matras



514-100530

Zijhekken (paar)



535-1772

Röntgenbescherming lus grijs



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se