



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone PM Electrofisiología / Espinal / Manejo del dolor

Mesas quirúrgicas radiolúcidas de grado hospitalario de alta calidad con Capacidad de peso de 227 kg (500 lb)

Las mesas para arco en C STILLE Medstone contribuyen a mejorar la eficiencia al mismo tiempo que representan una solución asequible con la calidad y confiabilidad proporcionada por la tecnología sueca.

Mesas quirúrgicas radiolúcidas STILLE Medstone PM

Mesas para Arco en C de 2, 3 y 5 movimientos para electrofisiología, columna vertebral, manejo del dolor y cualquier otra aplicación que requiera imágenes de buena calidad, alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso a costos asequibles.

- Movimientos motorizados
- 227 kg (500 lb) de capacidad carga
- Tablero de fibra de carbono con <1 mm de equivalencia de aluminio
- Posicionamiento horizontal y centrado automático
- Cuatro ruedas con bloqueo de grado hospitalario para una gran movilidad
- Imágenes libre de metal 147 cm (58 ")
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz y 120 Vca, 6,5 A, 60 Hz con cable de línea estilo 230 Vca o 120 Vca
- Colchón de mesa de 5 cm (2 ") y 3 correas para el paciente
- Control manual con cable

Opciones de movimiento motorizado de 2, 3 o 5 disponibles:

- Ajuste de altura
- Trendelenburg
- Inclinación lateral
- Recorrido longitudinal
- Recorrido lateral




Foto muestra la Medstone5 PM (500-1001)

Modelo	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone5 PM
Número de parte	500-1011	500-1006	500-1001
Ajuste de altura	65,3 - 100,6 cm (25,5"-39,3")	66,4-101,8 cm (26,1"-39,9")	65,5-101 cm (25,78"-39,7")
Inclinación lateral	± 15°	± 15°	± 15°
Trendelenburg	x	± 15°	± 15°
Recorrido longitudinal	x	x	40cm
Recorrido lateral	x	x	15cm
Posicionamiento horizontal y centrado automático	✓	✓	✓
Cubiertas de control infeccioso	x	x	✓
Tipo de tablero	A	A	B

Tolerancia de especificación: ±1°, ± 1.27cm (.5")

A= Tablero de mesa contorneado 56 x 208cm (22" x82 ") con corte facial.
B= Igual que A más un riel lateral de 30,4 cm (11,97 ") de largo fijado al tablero de la mesa.

Varios tableros de mesa disponibles



Tablero de mesa estándar de 56 cm de ancho* contorneado con corte facial para colocar al paciente en decúbito prono con repoza brazos opcional 505-1112.

*Recomendado para terapias de manejo del dolor.



Tablero de mesa rectangular de 56 cm de ancho* (505-1101) sin corte facial con repoza brazo opcional 505-1112.

*Recomendado para electrofisiología y columna vertebral.



Tablero rectangular de 66 cm de ancho* (505-1104) sin corte facial.

*Recomendado para CPRE o procedimientos con pacientes pesados/anchos o pacientes colocados de lado

Accesorios opcionales

Número de parte	Descripción
505-1179	2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69 ") de longitud para todos los modelos con tablero de 56x208 cm (22"x82 ") excepto mesas con tablero B
505-1175	2 rieles laterales desmontables de 112,5 cm (44,29 ") de longitud solo para el modelo 500-1001 con tablero de 56x208 cm (22" x82 ")
505-1181	2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69 ") de longitud para todas las mesas con tableros anchos 66x208 cm (26" x 82 ")
514-50-3SR025	Repoza brazo ajustable universal con abrazadera (montado en riel lateral)
505-1112	Repoza brazo con almohadilla y abrazadera para fijar directamente al tablero de la mesa (no compatible con tablero de mesa extra ancho)
505-1110	Repoza brazo doble con almohadillas; para colocar sobre la mesa; no se necesitan abrazaderas ni rieles laterales
514-100401	Portasueros con abrazadera (montado en riel lateral)
514-100311	Marco de anestesia con abrazaderas (montado en riel lateral)
535-1773	Cortina de protección radiológica azul, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1772	Cortina de protección radiológica gris, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1771	Kit de protección radiológica azul, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1770	Kit de protección radiológica gris, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
505-1140	Pedal de control para Medstone2 PM
505-1107	Pedal de control para Medstone3 PM
505-1109	Pedal de control para Medstone5 PM



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se