



Surgical perfection. For life.

# STILLE Medstone PM

## Electrofisiología / Espinal / Manejo del dolor

### Mesas quirúrgicas radiolúcidas de grado hospitalario de alta calidad con Capacidad de peso de 227 kg (500 lb)

Las mesas para arco en C STILLE Medstone contribuyen a mejorar la eficiencia al mismo tiempo que representan una solución asequible con la calidad y confiabilidad proporcionada por la tecnología sueca.

#### Mesas quirúrgicas radiolúcidas STILLE Medstone PM

Mesas para Arco en C de 2, 3, 4 y 5 movimientos para electrofisiología, columna vertebral, manejo del dolor y cualquier otra aplicación que requiera imágenes de buena calidad, alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso a costos asequibles.

- Movimientos motorizados
- 227 kg (500 lb) de capacidad carga
- Tablero de fibra de carbono con <1 mm de equivalencia de aluminio
- Posicionamiento horizontal y centrado automático
- Cuatro ruedas con bloqueo de grado hospitalario para una gran movilidad
- Imágenes libre de metal 147 cm (58 ")
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz y 120 Vca, 6,5 A, 60 Hz con cable de línea estilo 230 Vca o 120 Vca
- Colchón de mesa de 5 cm (2 ") y 3 correas para el paciente
- Control manual con cable

#### Opciones de movimiento motorizado de 2, 3, 4 o 5 disponibles:

- Ajuste de altura
- Trendelenburg
- Inclinación lateral
- Recorrido longitudinal
- Recorrido lateral




Foto muestra la Medstone5 PM (500-1001)

Modelo	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Número de parte	500-1011	500-1006	500-1004	500-1001
Ajuste de altura	65,3 - 100,6 cm (25,5"-39,3")	66,4-101,8 cm (26,1"-39,9")	73,0-108,0 cm (28,7"-42,5")	65,5-101,0 cm (25,8"-39,7")
Inclinación lateral	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
Trendelenburg	x	± 15°	± 15°	± 15°
Recorrido longitudinal	x	x	40 cm (16")	40 cm (16")
Recorrido lateral	x	x	x	15 cm (6")
Posicionamiento horizontal y centrado automático	✓	✓	✓	✓
Cubiertas de control infeccioso	x	x	x	✓
Tipo de tablero	A	A	A	B

Tolerancia de especificación: ±1°, ± 1,27cm (,5")

A= Tablero de mesa contorneado 56 x 208cm (22" x82 ") con corte facial.  
 B= Igual que A más un riel lateral de 30,4 cm (11,97 ") de largo fijado al tablero de la mesa.

## Varios tableros de mesa disponibles



Tablero de mesa estándar de 56 cm de ancho\* contorneado con corte facial para colocar al paciente en decúbito prono con repoza brazos opcional 505-1112.

\*Recomendado para terapias de manejo del dolor.



Tablero de mesa rectangular de 56 cm de ancho\* (505-1101) sin corte facial con repoza brazo opcional 505-1112.

\*Recomendado para electrofisiología y columna vertebral.



Tablero rectangular de 66 cm de ancho\* (505-1104) sin corte facial.

\*Recomendado para CPRE o procedimientos con pacientes pesados/anchos o pacientes colocados de lado

## Accesorios opcionales

Número de parte	Descripción
505-1179	2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69") de longitud para todos los modelos con tablero de 56x208 cm (22"x82") excepto mesas con tablero B
505-1175	2 rieles laterales desmontables de 112,5 cm (44,29") de longitud solo para el modelo 500-1001 con tablero de 56x208 cm (22" x82")
505-1181	2 rieles laterales desmontables de 80,5 cm (31,69") de longitud para todas las mesas con tableros anchos 66x208 cm (26" x 82")
514-50-3SR025	Repoza brazo ajustable universal con abrazadera (montado en riel lateral)
505-1112	Repoza brazo con almohadilla y abrazadera para fijar directamente al tablero de la mesa (no compatible con tablero de mesa extra ancho)
505-1110	Repoza brazo doble con almohadillas; para colocar sobre la mesa; no se necesitan abrazaderas ni rieles laterales
514-100401	Portasueros con abrazadera (montado en riel lateral)
514-100311	Marco de anestesia con abrazaderas (montado en riel lateral)
535-1773	Cortina de protección radiológica azul, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1772	Cortina de protección radiológica gris, 5 paneles conectados, fijación a rieles laterales o tablero de mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1771	Kit de protección radiológica azul, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
535-1770	Kit de protección radiológica gris, 6 paneles individuales; fijación al tablero de la mesa con tiras de Velcro © autoadhesivas
505-1140	Pedal de control para Medstone2 PM
505-1107	Pedal de control para Medstone3 PM
505-1108	Pedal de control para Medstone4 PM
505-1109	Pedal de control para Medstone5 PM



Surgical perfection. For life.

### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Sweden  
Phone: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

www.stille.se