



Surgical perfection. For life.

# STILLE Medstone PM Elettrofisiologia/Colonna/Terapia del Dolore

## Tavolo da Imaging Chirurgico Alta Qualità di Grado Ospedaliero capacità di peso 227 kg

I tavoli per arco a C STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza pur rappresentando una soluzione economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese.


### STILLE Medstone PM Tavoli da Imaging Chirurgico

Tavolo per arco a C -2, 3, 4 e 5 movimenti-per elettrofisiologia, colonna, terapia del dolore e qualsiasi altra applicazione che richieda imaging di buona qualità, alte prestazioni, affidabilità e facilità d'uso a costi accessibili.

- Movimenti Motorizzati
- Capacità di peso 227 kg
- Piano in fibra di carbonio con <1mm Equivalenza Alluminio
- Posizionamento orizzontale e centrale predefinito automatico
- Quattro ruote bloccabili di grado ospedaliero per facilitare gli spostamenti
- Imaging metal free 147 cm
- 230 Vac, 3.4 A, 50 Hz e 120 Vac, 6.5A, 60 Hz con cavo di linea da 230Vac o 120Vac
- Materasso da 5 cm e 3 cinghie paziente
- Comando manuale via cavo

### Opzioni Disponibili 2, 3, 4 o 5 Movimenti Motorizzati:

- Regolazione Altezza
- Trendelenburg
- Inclinazione Laterale
- Scorrimento Longitudinale
- Scorrimento Laterale



L'immagine mostra Medstone5 PM (500-1001)

Modello	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Codice	500-1011	500-1006	500-1004	500-1001
Regolazione Altezza	65,3 - 100,6 cm	66,4-101,8 cm	73,0-108,0 cm	65,5-101,0 cm
Inclinazione laterale	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
Trendelenburg	x	± 15°	± 15°	± 15°
Scorrimento longitudinale	x	x	40 cm	40 cm
Scorrimento laterale	x	x	x	15 cm
Posizionamento orizzontale e centrale predefinito automatico	✓	✓	✓	✓
Covers controllo infettivo	x	x	x	✓
Piano di appoggio	A	A	A	B

Tolleranza Specificazioni: ±1°, ± 1,27 cm

A= Piano Tavolo Sagomato 56x208 cm con ritaglio facciale.

B= Ugualo ad A più guide laterali lunghe 30,4 cm fissate al piano del tavolo

## Piani Appoggio Disponibili




Piano di appoggio standard\* sagomato con ritaglio facciale per il posizionamento prono del paziente con poggibraccio opzionale 505-1112.

\*Consigliato per Terapia del Dolore



Piano di appoggio rettangolare\* (505-1101) senza ritaglio facciale con poggibraccio opzionale 505-1112.

\*Consigliato per Elettrofisiologia e Colonna



Piano di appoggio rettangolare extra largo\* (505-1104) senza ritaglio facciale.

\*Consigliato per ERCP o procedure con pazienti di grandi/ampie dimensioni o pazienti posizionati su un fianco

## Accessori opzionali

Part number	Description
505-1179	2 staffe laterali removibili lunghe 80,5 cm per tutti i modelli con piano 56x208 cm ad esclusione dei modelli con piano tipo B
505-1175	2 staffe laterali removibili lunghe 112,5 cm compatibili con il modello 500-1001 con piano 56x208 cm
505-1181	2 staffe laterali removibili lunghe 80,5 cm per tutti i modelli con piano largo 66x208 cm
514-50-3SR025	Poggibraccio regolabile universale con clamp (montante su staffe laterali)
505-1112	Poggibraccio con cuscinetto e clamp per fissaggio diretto al piano del tavolo (non compatibile con il piano extra largo)
505-1110	Doppio poggibraccio con cuscinetti; da posizionare sul piano del tavolo; non sono necessarie clamps o staffe laterali
514-100401	Asta per flebo con clamp (montante su staffa laterale)
514-100311	Arco per Anestesia con clamps (montante su staffe laterali)
535-1773	Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®
535-1772	Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®
535-1771	Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1770	Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
505-1140	Controllo a pedale per Medstone2 PM
505-1107	Controllo a pedale per Medstone3 PM
505-1108	Controllo a pedale per Medstone4 PM
505-1109	Controllo a pedale per Medstone5 PM



Surgical perfection. For life.

### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Sweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

www.stille.se