



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone PM Elektrofysiologie / Ruggengraat / Pijnbestrijding

Chirurgische beeldvormende tafels van hoge kwaliteit met een draagvermogen van 227 kg

De STILLE Medstone C-arm tafels dragen bij aan het verhogen van de efficiëntie en vertegenwoordigen tegelijkertijd een betaalbare oplossing met kwaliteit en betrouwbaarheid geleverd door Zweedse technologie.


STILLE Medstone PM chirurgische beeldtafels

2-, 3-, 4- en 5-beweging C-arm tafel voor elektrofysiologie, ruggengraat, pijnbestrijding en andere toepassingen die betaalbare beeldvorming van hoge kwaliteit, hoge prestaties, betrouwbaarheid en gebruiksgemak vereisen.

- Gemotoriseerde bewegingen
- 227 kg draagvermogen
- Koolstofvezel tafelblad met <1mm Aluminium equivalent
- Automatische horizontale en centrale 0-positionering
- Vier zwenkwielen van ziekenhuis kwaliteit voor uitstekende mobiliteit
- Metaalvrije beeldvorming 147 cm
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz en 120Vac, 6,5A, 60 Hz met 230Vac of 120Vac snoer
- Tafelmatras van 5 cm) en 3 patiëntbanden (straps)
- Bedrade handbediening

2, 3, 4 of 5 opties voor gemotoriseerde beweging beschikbaar:

- Hoogte-instelling
- Longitudinale beweging
- Laterale beweging
- Trendelenburg
- Laterale kanteling



Afbeelding van Medstone 5PM (500-1001)

Model	Medstone2 PM	Medstone3 PM	Medstone4 PM	Medstone5 PM
Onderdeel nummer	500-1011	500-1006	500-1004	500-1001
Hoogte aanpassing	65,3 - 100,6 cm	66,4-101,8 cm	73,0-108,0 cm	65,5-101,0 cm
Laterale kanteling	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
Trendelenburg	x	± 15°	± 15°	± 15°
Longitudinale beweging	x	x	40 cm	40 cm
Laterale beweging	x	x	x	15 cm
Automatische horizontale en centrale 0-positionering	✓	✓	✓	✓
Bio-beschermings-covers	x	x	x	✓
Tafelblad	A	A	A	B

Tolerantie: ±1°, ± 1,27cm

A = Voorgevormd tafelblad 56x208 cm met gezichtsuitsparing.

B = Hetzelfde als A plus een 30,4 cm. lange zijrail bevestigd aan het tafelblad .

Diverse tafelbladen beschikbaar




Standaard tafelblad* voorgevormd met uitsnijding in het gezicht voor een gemakkelijke positionering van de patiënt met optioneel armbord 505-1112.

*Aanbevolen voor pijnbestrijding



Rechthoekig tafelblad* (505-1101) zonder gezichtsuitsparing met optioneel Armplank 505-1112.

*Aanbevolen voor elektrofysiologie en ruggengraat.



Extra breed rechthoekig tafelblad* (505-1104) zonder gezichtsuitsparing.

*Aanbevolen voor ERCP of procedures met grote/brede patiënten of patiënten die op hun zij worden geplaatst

Optionele accessoires

Onderdeel nummer	Omschrijving
505-1179	2 afneembare zijrails, lengte 80,5 cm voor alle modellen met bovenbladen 56 x 208 cm, behalve tafels met tafelblad B
505-1175	2 afneembare zijrails lengte 112,5 cm alleen voor model 500-1001 met tafelblad 56 x 208 cm
505-1181	2 afneembare zijrails lengte 80,5 cm voor alle tafels met brede tafelbladen 66 x 208 cm
514-50-3SR025	Universele verstelbare Armplank met klem (zijrail gemonteerd)
505-1112	Armplank met matras en klem voor directe bevestiging aan het tafelblad (niet compatibel met extra breed tafelblad)
505-1110	Dubbele Armplank met matrassen; over het tafelblad te plaatsen; geen klemmen of zijhekkens nodig
514-100401	Infuuspaal met klem (op zijrail gemonteerd)
514-100311	Anesthesieframe met klemmen (op zijrail gemonteerd)
535-1773	Röntgenbescherming lus blauw, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband strips
535-1772	Röntgenbescherming lus grijs, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijhekkens of tafelblad met zelfklevende klittenband strips
535-1771	Röntgenbeschermingsset blauw, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips
535-1770	Röntgenbeschermingsset grijs, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips
505-1140	Voetpedaal voor Medstone2 PM
505-1107	Voetpedaal voor Medstone3 PM
505-1108	Voetpedaal voor Medstone4 PM
505-1109	Voetpedaal voor Medstone5 PM



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se