



Surgical perfection. For life.

STILLE Medstone URO/ GYN Urologie / Cysto / Brachytherapie / Gynaecologie

Hoge ziekenhuiskwaliteit C-arm tafels voor urologie en gynaecologie

De STILLE Medstone c-arm tafels dragen bij om de efficiëntie te verbeteren en vertegenwoordigen een betaalbare oplossing met kwaliteit en betrouwbaarheid geboden door Zweedse technologie.

STILLE Medstone URO Surgical Imaging Table

STILLE Medstone URO chirurgische beeldtafel C-arm tafels met 4 bewegingen en tafelblad van koolstofvezel en optionele accessoires.

- Rechthoekig tafelblad van 61 cm breed
- Draagvermogen 227 kg
- Gemotoriseerde bewegingen
- Vier vergrendelbare zwenkwielen van ziekenhuiskwaliteit
- Beeldvormingsgebied 61x61 cm
- Koolstofvezel tafelblad met <1 mm aluminium equivalentie
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz en 120Vac, 6,5A, 60 Hz met een netsnoer van 230Vac of 120Vac
- Tafelmatras van 5 cm en 3 patiënten straps
- Beschermingscovers
- Bedrade handbediening
- Bedraad voetpedaal met houder voor opberging
- Een flexibele bevestigingsring voor de uro-opvangzak
- Een startpakket van 20 wegwerp opvangzakken

4 gemotoriseerde bewegingen:

- Hoogte aanpassing
- Trendelenburg
- Longitudinale beweging
- Laterale beweging



Afbeelding van Medstone4 URO met beenhouders 505-1126

Model	Medstone4 URO
Onderdeel nummer	500-1028
Tafelblad	61x122 cm
Hoogte aanpassing	66-101 cm
Trendelenburg	± 15°
Laterale kanteling	x
Longitudinale beweging	40 cm
Laterale beweging	15 cm
Automatische horizontale en centrale thuispositionering	✓
Besmettelijke bestrijdingshoezen	✓

Specificatie tolerantie: ±1°, ± 1,27 cm

Optionele accessoires

Onderdeel nummer	Omschrijving
505-1126	Beenhouders type Goepel / paar met bevestigingsklemmen
505-1114	Beenhouders (paar) met gasveersteun en quick lock release handgreep
505-1125	Radiolucente been-verlengplaat 61x71 cm, 7,6 kg incl. pad
505-1170	Niet-radiolucente been-verlengplaat 61x64 cm, 4,3 kg incl. pad
514-50-3SR025	Universele verstelbare armlank met matras en klem
505-1127	10 niet-steriele opvangzakken
505-1120	Vervangende bevestigings-lus voor uro-opvangzak
535-1770	Röntgenbeschermings-kit grijs, 6 enkele panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband
535-1771	Röntgenbeschermingsset blauw, 6 enkele panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband
535-1772	Röntgenbeschermings-lus grijs, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijheksen of tafelblad met zelfklevende klittenband
535-1773	Röntgenbeschermings-lus blauw, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband




505-1114
Beenhouders met gasveersteun (paar)



505-1126
Beenhouders Goepel (paar)



514-50-3SR025
Verstelbare armlank met matras



505-1125
Radiolucente been-verlengplaat



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Zweden
Telefoon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se