



STILLE Medstone ERCP

Hochwertige C-Bogen Tische für die Gastroenterologie / ERCP

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.

STILLE Medstone2 ERCP, 3 ERCP, 5 ERCP Chirurgische Bildgebungstische

- ▶ Wahlweise 2, 3 oder 5 motorisierte Bewegungen
- ▶ Bildgebung ohne Metallschatten 147 cm
- ▶ Karbonfaserplatte mit <1 mm Aluminiumäquivalenz
- ▶ Tischplattengröße 66 x 208 cm
- ▶ 230 Vac, 3,4 A, 50 Hz mit 230 Vac Netzkabel
- ▶ 5 cm dicke Matratze und 3 Patientengurte
- ▶ Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- ▶ Kabelgebundene Handbedienung

✓ 227 kg
Gewichtskapazität

✓ Mit extra breiter
Tischplatte aus
Karbonfaser

	Medstone2 ERC (500-1041)	Medstone3 ERC (500-1007)	Medstone3 ERC (500-1040)	Medstone3 ERC (500-1044)	Medstone5 ERC (500-1031)
Höhenverstellung ⁽¹⁾ (cm)	✓ 66,5 - 101,9	✓ 63,5 - 98,8	✓ 67,7 - 103,7	✓ 63,9 - 98,9	✓ 67,0 - 102,0
Trendelenburg ⁽²⁾ (± 15°)	×	×	✓	✓	✓
Seitliche Neigung ⁽²⁾ (± 15°)	✓	×	✓	×	✓
Längsverschiebung ⁽¹⁾ (40 cm)	×	✓	×	✓	✓
Querverschiebung ⁽¹⁾ (15 cm)	×	✓	×	×	✓

⁽¹⁾ ± 1,25cm Toleranz ; ⁽²⁾ ± 2,0° Toleranz

Optionales Zubehör*



ERC Zubehörpaket (505-1189)

enthält:

- ▶ 1 Paar abnehmbare Seitenschiene
Länge 80,5 cm (505-1181)
- ▶ 1 Paar Seitenschutzgitter (514-100530)
- ▶ 1 verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme (514-50-3SR025)

Fußschalter

- ▶ 505-1140 für Tische 500-1041
- ▶ 505-1139 für Tische 500-1007
- ▶ 505-1107 für Tische 500-1040
- ▶ 505-1138 für Tische 500-1044
- ▶ 505-1109 für Tische 500-1031



Untertisch-Strahlenschutz

- ▶ 535-1773: "Vorhang blau". 5 miteinander verbundene Lamellen, Anbringung an Seitenschiene. Auf dem Foto an der Seitenschiene befestigt.
- ▶ 535-1771: "Set blau". 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband. Auf dem Foto am Kopfende befestigt.

*Die vollständige Liste finden Sie in der Zubehörbroschüre (Anästhesiebogen, Infusionsstange, ...).

STILLE AB

Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Schweden

☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA

☎ +1 800 665 1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us

Diese Produkte sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren STILLE-Vertreter für weitere Informationen zur Marktverfügbarkeit. Dieses Dokument beschreibt diese Geräte korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung des Dokuments. Bitte beachten Sie bei Produktänderungen immer das Benutzerhandbuch. Dieses Dokument wurde aus dem Englischen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten ist die englische Version maßgebend. Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen der Produkte.