

Tavolo da Imaging Chirurgico Alta Qualità di Grado Ospedaliero per ERCP con Piano Extra Largo e Capacità di Carico di 227 kg

I tavoli per arco a C STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza pur rappresentando una soluzione economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese.

STILLE Medstone ERCP Tavolo da Imaging Chirurgico

Tavolo per arco a C - 2,3 e 5 movimenti- con piano extra largo e accessori opzionali per fissare il paziente.

- Piano in fibra di carbonio rettangolare da 66 cm
- Capacità di peso 227 kg
- Movimenti motorizzati
- Quattro ruote bloccabili di qualità ospedaliera
- Imaging metal free 147 cm
- Piano in fibra di carbonio con <1mm Equivalenza Alluminio
- 230 Vac, 3,4 A, 50 Hz e 120 Vac, 6,5A, 60 Hz con cavo di linea da 230Vac o 120Vac
- Materasso da 5 cm e 3 cinghie paziente
- Comando manuale via cavo

Opzioni Disponibili 2, 3 o 5 Movimenti Motorizzati:

- Regolazione Altezza
- Scorrimento Longitudinale
- Scorrimento Laterale
- Trendelenburg
- Inclinazione Laterale



L'immagine mostra Medstone5 ERCP (500-1031) senza staffe laterali

Modello	Medstone2 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone3 ERCP	Medstone5 ERCP
Codice	500-1041*	500-1040*	500-1007*	500-1031*
Piano di appoggio	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm	66 x 208 cm
Regolazione Altezza	66,5 - 101,9 cm	67,7 - 103,7 cm	63,5-98,8 cm	67,0-102,0 cm
Inclinazione Laterale	+/- 15°	+/- 15°	x	+/- 15°
Trendelenburg	x	+/- 15°	x	+/- 15°
Scorrimento Longitudinale	x	x	40 cm	40 cm
Scorrimento Laterale	x	x	15 cm	15 cm

Tolleranza Specificazioni: $\pm 1^\circ$, $\pm 1,27$ cm

*Configurazione Base senza staffe laterali removibili

Accessori Opzionali

Codice	Descrizione
505-1189	Medstone ERCP pacchetto accessori (include 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530)
505-1140	Controllo a pedale per Medstone2 ERCP
505-1139	Controllo a pedale per Medstone3 ERCP (500-1007)
505-1107	Controllo a pedale per Medstone3 ERCP (500-1040)
505-1109	Controllo a pedale per Medstone5 ERCP
505-1181	Coppia di staffe laterali removibili lungh. 80,5 cm
514-50-3SR025	Poggiabraccio universale regolabile con cuscinetto e clamp*
514-100530	Coppia supporti laterali lungh. 61,6 cm con clamps*
514-100311	Arco per anestesia con clamps*
514-100401	Asta per flebo con clamp*
535-1770	Kit schermante anti RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1771	Kit schermante anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro®
535-1772	Sistema schermante anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®
535-1773	Sistema schermante anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a staffe laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro®

*Accessori da collegare alle staffe laterali removibili 505-1181.




505-1181

Staffe laterali removibili (coppia)



514-50-3SR025

Poggiabraccio regolabile con cuscinetto



514-100530

Supporti laterali (coppia)



535-1772

Sistema schermante per radiazioni grigio



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se