

Chirurgische beeldvormende tafels van hoge kwaliteit voor ERCP met extra breed tafelblad en een draagvermogen van 227 kg

De STILLE Medstone C-arm tafels dragen bij aan het verhogen van de efficiëntie en vertegenwoordigen tegelijkertijd een betaalbare oplossing met kwaliteit en betrouwbaarheid geleverd door Zweedse technologie.

STILLE Medstone ERCP chirurgische beeldtafels

2, 3 en 5 bewegingen C-arm tafels met extra breed tafelblad en optionele accessoires.

- Rechthoekig 66 cm breed tafelblad van koolstofvezel <1 mm aluminium equivalent
- Gewichtscapaciteit 227 kg
- Gemotoriseerde bewegingen
- Vier zwenkwielen van ziekenhuiskwaliteit
- Metaalvrije beeldvorming 147 cm
- 230Vac, 3,4A, 50 Hz en 120Vac, 6,5A, 60 Hz met 230Vac of 120Vac snoer
- Matras van 5 cm en 3 patiënriemen (Straps)
- Bedrade handbediening

2, 3 of 5 opties voor gemotoriseerde beweging beschikbaar:

- Hoogte-instelling
- Longitudinale beweging
- Laterale beweging
- Trendelenburg
- Laterale kanteling



Afbeelding van Medstone 5ERCP (500-1031).

| Model | Medstone2 ERCP | Medstone3 ERCP | Medstone3 ERCP | Medstone5 ERCP |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Onderdeel nummer | 500-1041* | 500-1040* | 500-1007* | 500-1031* |
| Tafelblad | 66 x 208 cm | 66 x 208 cm | 66 x 208 cm | 66 x 208 cm |
| Hoogte aanpassing | 66,5 - 101,9 cm | 67,7 - 103,7 cm | 63,5-98,8 cm | 67,0-102,0 cm |
| Laterale kanteling | +/- 15° | +/- 15° | x | +/- 15° |
| Trendelenburg | x | +/- 15° | x | +/- 15° |
| Longitudinale beweging | x | x | 40 cm | 40 cm |
| Laterale beweging | x | x | 15 cm | 15 cm |

Tolerantie: ±1°, 1,27 cm

*Basisconfiguratie zonder afneembare zijrails

Optionele accessoires

| Onderdeel nummer | Description |
|------------------|---|
| 505-1189 | Medstone ERCP-accessoirepakket (inclusief 505-1181; 514-50-3SR025; 514-100530) |
| 505-1140 | Voetpedaal voor Medstone2 ERCP |
| 505-1139 | Voetpedaal voor Medstone3 ERCP (500-1007) |
| 505-1107 | Voetpedaal voor Medstone3 ERCP (500-1040) |
| 505-1109 | Voetpedaal voor Medstone5 ERCP |
| 505-1181 | Twee afneembare zijrails, lengte 80,5 cm |
| 514-50-3SR025 | Universele verstelbare armlank met matras en klem* |
| 514-100530 | Zijhekken 61,6 cm / paar (2st) met klemmen* |
| 514-100311 | Anesthesieframe met klemmen* |
| 514-100401 | Infuuspaal met klem* |
| 535-1770 | Röntgenbeschermingsset grijs, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips |
| 535-1771 | Röntgenbeschermingsset blauw, 6 afzonderlijke panelen; bevestiging aan tafelblad met zelfklevende klittenband strips |
| 535-1772 | Röntgenbescherming lus grijs, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband strips* |
| 535-1773 | Röntgenbescherming lus blauw, 5 verbonden panelen, bevestiging aan zijrails of tafelblad met zelfklevende klittenband strips* |

*Accessoires voor bevestiging aan de twee afneembare zijrails 505-1181.




505-1181

Twee afneembare zijrails



514-50-3SR025

Universele verstelbare armlank met matras



514-100530

Zijhekken (paar)



535-1772

Röntgenbescherming lus grijs



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se