



STILLE imagiQ2™

Accessoires et options de configuration



Surgical perfection. For life.

imagiQ2™ configuration standard



Configuration standard

STILLE imagiQ2™ se présente sous la configuration suivante :

- 300 kg / 661 lb de capacité de charge patient
- Matelas à mémoire de forme spécial rayons X
- Batterie à longue durée d'autonomie, jusqu'à 5 jours*
- Poignées ergonomiques de transport et manutention
- 4 roues pivotantes et rétractables
- Joystick pour contrôler le plateau flottant
- 1 télécommande + 1 télécommande d'urgence
- Rallonge pour télécommande
- 2 rails fixes

**variable selon l'utilisation et le poids patient*

Référence	Description
530-1700	imagiQ2™ EU
530-1701	imagiQ2™ UK
530-1702	imagiQ2™ JP
530-1703	imagiQ2™ USA

Options de configuration imagiQ2™ pour répondre parfaitement à vos besoins

Pack mobilité améliorée

Pour une utilisation fréquente de la table pour du transport au sein de l'établissement, choisissez le pack mobilité améliorée. Les quatre roues standards STILLE™ sont conçues pour tourner facilement tandis que la roue additionnelle aide à maintenir une trajectoire en ligne droite.

Configuration :

- 4 roues pivotantes et rétractables
- + une 5^{ème} roue d'aide à la trajectoire en ligne droite

Référence de l'option : 535-1711

Pack performance

Le pack performance vous permet d'utiliser la table en autonomie plus longtemps, jusqu'à 5 jours en conditions normales d'utilisation, grâce à une batterie longue-durée de haute performance.

Ce pack peut être ajouté à tout moment.

Désormais inclus dans la configuration standard

Référence de l'option : 535-1712

Pack charge

Maximisez la capacité de charge de la table imagiQ2™ avec le pack charge permettant de supporter des patients jusqu'à 300 kg / 661 lb. Cette option premium s'accompagne de poignées de transport de couleur argentée.

Ce pack ne peut pas être ajouté ultérieurement à la commande.

Désormais inclus dans la configuration standard

Référence de l'option : 535-1710

Pack Trendelenburg augmenté

Augmentez la capacité du Trendelenburg de $\pm 20^\circ$ à $\pm 25^\circ$. Cette option est incompatible avec l'option pack charge. Avec ce pack, la capacité de charge de la table est de 225 kg / 496 lb.

Veillez à spécifier cette option de configuration à la commande de la table, avant livraison. Celle-ci ne pourra pas être ajoutée ultérieurement.

Référence de l'option : 535-1713

Option de configuration	Référence	Description
Pack mobilité améliorée	535-1711	Ajout d'une cinquième roue pour faciliter le transport dans l'établissement
Pack Trendelenburg augmenté	535-1713	Extension de la capacité de déclive/proclive de $\pm 20^\circ$ à $\pm 25^\circ$

Principaux accessoires imagiQ2™

Un large choix d'accessoires imagiQ2™ s'offre à vous pour adapter la table à la spécialité (vasculaire, électrophysiologie, hépato-gastro entérologie, rachis et traitement de la douleur...). Ses accessoires font évoluer votre table à tout moment, selon vos besoins.

Les accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Veuillez contacter votre représentant STILLE pour plus d'informations.



Nouveau

535-1765 Module de commandes intégrées

Toutes les commandes, de la télécommande et du joystick, réunies en un seul accessoire. S'attache à un rail.

Version US : 535-1766.



Nouveau

514-50-3SR040 Support de télécommande

Maintient la télécommande avec un angle de 20° pour appuyer facilement sur les boutons, d'une seule main. S'attache à un rail.


Version US : 514-50-3SR041.



Nouveau

535-1745 Tête / Extension 3D

Matelas et extension entièrement radiotransparente en fibre de carbone. Permet d'allonger la table de 30 cm (11.8"). Utile pour les rotations 3D et les obliques. S'emboîte au plateau de la table.



535-1742 Tête ajustable

Tête radiotransparente qui facilite l'intubation et la visualisation des artères carotides. Elle peut être placée à l'une ou l'autre des extrémités de la table. Se fixe au plateau de la table.



535-1721 Rail amovible (80,5cm)

Rail latéral détachable permettant de couvrir toute la longueur de la table pour y accrocher des accessoires. Non-compatible avec la tête 3D ou la tête ajustable.

Version US : 535-1720.

Existe aussi en 70cm
(UE : 535-1729 / US : 535-1723).



535-1725 Rail amovible court (28,5cm)

Rail latéral détachable avec une seule attache permettant d'accrocher de petits accessoires (max. 5 kg : joystick, module de commandes intégrées, ...). Non-compatible avec les écarteurs chirurgicaux et les plateaux à cathéter 1000 mm ou 1500 mm.

Version US : 535-1724.



535-1770 Bavolet de radioprotection en kit (gris)

Bouclier anti-rayons X composé de 6 lamelles indépendantes (0,5 Pb). Installation sur-mesure. Se fixe directement au plateau de la table grâce aux bandes Velcro®.

Existe aussi en bleu (535-1771).

Complément : lamelle indépendante qui se scratche directement au plateau de la table (par unité, gris : 535-1774, bleu : 535-1775). Voir la brochure sur les bavolets de radioprotection pour plus d'informations.



535-1773 Bavolet de radioprotection à boucles (bleu)

Bouclier anti-rayons X composé d'un ensemble de 5 lamelles plombées (0,5 Pb). Installation rapide en le suspendant à un/des rail(s) (longueur totale nécessaire : 65 cm).

Existe aussi en gris (535-1772).



535-1730 Appui-bras radiotransparent spécial Fistule

Ce support fixe fournit une image dégagée pour les interventions vasculaires. S'attache directement au plateau.



514-50-3SR025 Appui-bras ajustable

Non-radiotransparent. Ce support est idéal pour les anesthésies intraveineuses. S'attache à un rail (≥ 70 cm).

Version US : 514-50-3SR027



505-1110 Double appui-bras

Radiotransparent. Ce support permet de reposer les deux bras du patient. La position est réglable à 180° dans le plan horizontal. Se glisse sous le matelas.



535-1750 Plateau à cathéter 1000 mm

Permet d'étendre l'espace de travail d'1 mètre dans le prolongement de la table. S'attache à deux rails (≥ 70 cm).

Exite aussi en 500 mm (535-1752) et en 1500 mm (535-1751).



514-100311

Arceau d'anesthésie flexible

Isole le champ opératoire. Drapage facile et confortable pour le patient grâce à sa flexibilité. S'attache à deux rails.

Version US : 514-100311-US




514-100401

Porte-sérum

Support réglable en hauteur pour 3 poches de perfusion. S'attache à un rail.


Version US : 514-100401-US



514-100554

Gouttière de Quénu droite

Maintient le bras ou la jambe du patient sur la table, évite les chutes et sécurise les lignes de perfusion éventuelles. Se glisse sous le matelas.



514-100552

Gouttière de Quénu incurvée

Maintient le bras ou la jambe du patient sur la table, évite les chutes et sécurise les lignes de perfusion éventuelles. Se glisse sous le matelas.



514-100530

Barrières de sécurité escamotables (paire)

Paire de barrières latérales pour sécuriser le patient et assurer son confort notamment pendant les examens CPRE. S'attachent à deux rails (≥ 70 cm).

Version US : 514-100530-US.



514-100422

Élargisseurs de table (paire)

Paire d'extensions de table, avec matelas (L. 45,5 cm x l. 8,5 cm). Idéal pour une position patient latérale. D'autres dimensions sont disponibles sur demande. S'attachent à un ou deux rail(s) (≥ 70 cm).




514-3011-00

Adaptateur Amsco® DORO®

Adaptateur pour système de têtère DORO®. Non-radiotransparent. S'attache à deux rails (dont au moins un ≥ 70 cm).

Version US : 514-3011-10



514-50-3SR032

Porte-jambes Goepel (paire)

Paire de supports matelassés pour les jambes du patient, type Goepel, avec attache. Permet la position de lithotomie / gynécologique. S'attachent à deux rails ≥ 70 cm).

Version US : 514-50-3SR033.



514-100465

Sangle pour jambes ou corps

Attache de 2m10, lavable et réutilisable à fermeture Velcro® pour maintenir les jambes ou le corps du patient à l'aide des rails.



514-50-3SR036

Plateau à instruments ajustable

Tablette réglable pour poser les instruments et les autres outils utiles à l'équipe chirurgicale. S'attache à un rail.

Version US : 514-50-3SR37



535-1762

Pédalier

Compact, cette commande au pied filaire prend peu de place sous la table. Ses boutons permettent de contrôler sans forcer la hauteur de la table, le Trendelenburg et l'inclinaison latérale (ISO-ROLL™).



535-1760

Joystick additionnel

Cette poignée de coulissage en forme de "Champignon" permet de contrôler les translations du plateau flottant, sans limite et rapidement. S'attache à un rail.

Version US : 535-1761

Accessoires additionnels

Article	Référence (UE)	Référence (US)
Tête fixe, non-ajustable	535-1741	535-1741
Appui latéral avec matelas incurvé	514-50-3SR028	514-50-3SR030
Drapage générique (50 housses transparentes)	514-17500	x
Appui-bras simple	x	512-5000



STILLE imagiQ2™ | Accessoires

STILLE – Surgical perfection

STILLE est l'un des plus anciens fabricants de dispositifs médicaux au monde. À STILLE, nous développons, produisons et vendons de l'instrumentation chirurgicale ainsi que des tables d'opération et d'imagerie, premium, partout dans le monde depuis 180 ans.

L'offre STILLE est portée par une marque forte et des produits reconnus pour leur qualité supérieure. Deux départements dédiés et spécialisés – Instruments de Chirurgie et, Tables d'Opération et d'Imagerie – sont à votre service pour vous aiguiller dans cette offre.

Instrumentation chirurgicale

Nous proposons une offre complète d'instruments forgés et façonnés à la main qui répond aux besoins de toutes les spécialités de chirurgie ouverte, tout particulièrement pour la chirurgie cardiovasculaire et la chirurgie plastique reconstructive et esthétique.

La longévité de nos instruments, les lignes délicates de leur design et la sensation unique qu'ils procurent, font de STILLE un fabricant renommé et très prisé par les cliniciens du monde entier.

Tables d'opération et d'imagerie

Avec des fonctionnalités adaptées, nos tables d'opération et d'imagerie sont spécialement conçues pour les interventions mini-invasives. Elles apportent, pour un bon rapport qualité-prix, une sécurité maximale que ce soit pour une prise en charge en hospitalisation conventionnelle ou, en ambulatoire.

La table chirurgicale d'imagerie STILLE imagiQ2™ a l'une des meilleures radiotransparences au monde et convient parfaitement à l'arsenal d'une Salle Hybride Mobile avancée tout comme à celui d'une salle interventionnelle ou classique.

Les tables STILLE Medstone offrent une robustesse sans pareil à un prix abordable ainsi qu'une performance optimum, dans le respect des hauts standards des technologies suédoises.

Plus d'informations sur : www.stille.se



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Suède
Téléphone : +46 8 588 580 00
Fax : +46 8 588 580 05
info@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Etats-Unis
Téléphone : 1.800.665.1614