




Surgical perfection. For life.



STILLE Medstone

Catalogo Accessori



Sommario

Introduzione	4
Pacchetti Accessori	6
Guide laterali	8
70.0 cm / 27.5" guide laterali removibili	8
80.5 cm / 31.7" guide laterali removibili	9
112.5 cm / 44.3" guide laterali removibili	10
Morsetti accessori per tavolo	11
Accessori per Anestesia	12
Archetto per anestesia	12
Asta per terapia endovenosa	12
Supporti braccio, gamba e piede	14
Reggibraccia	14
Protezione braccia e gambe	16
Supporto Tibia	17
Dispositivi di Controllo	18
Maniglia di flottazione Extra	18
Prolunga cavo	18
Comandi a pedale	19
Supporti e barriere per corpo	22
Supporto laterale	22
Sponde laterali	22
Contenzioni paziente/ cinghie braccia e gambe	23
Protezione da radiazioni	24
Estensioni tavolo chirurgico	26
Vassaio cateteri	26
Vassoio strumenti	26
Sezioni ampliamento	27
Indice	28

Gli accessori per tavoli chirurgici STILLE Medstone offrono un’ampia gamma di soluzioni che garantiscono la sicurezza del paziente e un posizionamento flessibile durante le procedure di sala operatoria. Tutti i nostri accessori sono accuratamente progettati e realizzati con estrema attenzione alla qualità.

Come navigare all’interno del nostro catalogo? Tutto raccolto in un unico documento di facile consultazione, gli accessori STILLE Medstone sono stati raggruppati e mostrati singolarmente come di seguito illustrato.

Pag. | CATEGORIA DELL'ARTICOLO

CATEGORIA DELL'ARTICOLO

Nome prodotto o caratteristiche specifiche

Descrizione dell'articolo: impiego, caratteristiche, istruzioni rapide di montaggio, materiale, etc.

✓ Incluso:

Parti e numeri relativi all'articolo

ⓘ Richiesto:

Altri accessori necessari al montaggio o all'impiego dell'articolo

⊕ Opzionale:

Alternativa o combinazione di articoli suggeriti per un impiego ottimale o agilità nelle procedure

Compatibilità

✓ Medstone CV

✓ Medstone ERCP

✓ Medstone PM

Info ordine

EU: XX-XX-XXXX

US: XX-XX-XXXX

Illustrazione dell'articolo. Potrebbe non essere una rappresentazione esatta del prodotto.

Elenco dei tavolo compatibili con l'articolo. Può riferirsi a tutti i modelli di un tipo di Medstone (CV, PM o ERCP) o limitato soltanto a pochi codici di essi (es. Medstone3 PM 500-1005)

Codice* dell'articolo per il tuo ordine. Il codice può variare in base al paese. Molti paesi fuori dagli USA utilizzano la versione EU. I prodotti possono non essere disponibili in tutti i paesi. Per favore contatta il tuo rappresentante STILLE per maggiori informazioni sulla disponibilità di mercato.

* Per effettuare la ricerca per codice è sufficiente fare riferimento all'indice a fine catalogo.

PACCHETTI ACCESSORI



Altamente
raccomandato per
Medstone3 CV

Pacchetto Vascolare
Medstone3 CV

Un pacchetto procedurale composto da guide laterali, reggibraccio, schermo radiazione, tutti accessori essenziali per l'utilizzo di Medstone3 CV. Non disponibile negli USA come pacchetto; gli articoli possono essere ordinati separatamente.

- ✓

Incluso:
Paio di guide laterali removibili da 80.5 cm
Reggibraccio Fistola con materassino
Schermo radiazione loop grigio
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
-

Compatibilità

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM (500-1004 soltanto)

Info ordine

EU: 505-1188
US: Non disponibile

Accessori Inclusi

Reggibraccio Fistola pag. 14 EU: 505-1118 US: 505-1118	Schermo radiazione loop grigio pag. 24 EU: 535-1772 US: 535-1772
Paio di guide laterali lunghe 80.5 cm / 31.7" pag. 09 EU: 505-1179 US: 505-1180	



Altamente
raccomandato per
Medstone ERCP

Pacchetto ERCP
Medstone

Un pacchetto procedurale composto da sponde laterali per assicurare il paziente, guide laterali e un reggibraccio. Tutti accessori essenziali per le procedure ERCP. Non disponibile negli USA come pacchetto; gli articoli possono essere ordinati individualmente.

- ✓

Incluso:
Paio di guide laterali removibili di 80.5 cm
Paio di sponde laterali
Reggibraccio regolabile
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Pacchetto ERCP senza reggibraccio regolabile
EU: 505-1190
US: Non disponibile

Compatibilità

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine

EU: 505-1189
US: Non disponibile

Accessori Inclusi

Reggibraccio regolabile compl. DIN pag. 14 EU: 514-50-3SR025 US: 514-50-3SR027	Sponde laterali pieghevoli / paio pag. 22 EU: 514-100530 US: 514-100530-US
Guide laterali (L) / paio lungh. 80.5 cm/31.7" pag. 09 EU: 505-1181 US: 505-1182	

GUIDE LATERALI REMOVIBILI

70.0 cm
27.5"
lunghezza

Guida laterale
singola



Una guida laterale in acciaio inossidabile per piani standard, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Info ordine

EU: 505-1157
US: 505-1158

- ✓ Incluso:
- Una guida laterale con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Guida laterale
singola (L)



Una guida laterale in acciaio inossidabile per piani larghi, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine

EU: 505-1160
US: 505-1161

- ✓ Incluso:
- Una guida laterale con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Paio
di guide laterali



Due guide laterali in acciaio inossidabile per piani standard, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Info ordine

EU: 505-1183
US: 505-1184

- ✓ Incluso:
- Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Paio
di guide laterali (L)



Due guide laterali in acciaio inossidabile per piani larghi, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine

EU: 505-1185
US: 505-1186

- ✓ Incluso:
- Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Guida laterale
singola



Una guida laterale in acciaio inossidabile per piani standard, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Info ordine

EU: 505-1129
US: 505-1130

- ✓ Incluso:
- Una guida laterale con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Guida laterale
singola (L)



Una guida laterale in acciaio inossidabile per piani larghi, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine

EU: 505-1155
US: 505-1156

- ✓ Incluso:
- Una guida laterale con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Paio
di guide laterali



Due guide laterali in acciaio inossidabile per piani standard, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'


- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Info ordine

EU: 505-1179
US: 505-1180

- ✓ Incluso:
- Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-

Paio
di guide laterali (L)



Due guide laterali in acciaio inossidabile per piani larghi, per fissaggio di accessori montanti su guida.

Compatibilita'

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine


EU: 505-1181
US: 505-1182

- ✓ Incluso:
- Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! Richiesto:
-
- + Opzionale:
-




Paio di guide laterali non simmetriche

Paio di guide laterali non simmetriche (L)



Guide laterali singole, destra e sinistra, in acciaio inox per fissaggio accessori su piani standard.



Guide laterali singole, destra e sinistra, in acciaio inox per fissaggio accessori su piani larghi.

Compatibilità

- ✓ Medstone5 CV
- ✓ Medstone5 PM

Info ordine

EU: 505-1175
US: 505-1176

Compatibilità

- ✓ Medstone ERCP

Info ordine

EU: 505-1177
US: 505-1178

- ✓ **Incluso:** Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! **Richiesto:** -
- + **Opzionale:** -

- ✓ **Incluso:** Due guide laterali con doppi morsetti in alluminio
- ! **Richiesto:** -
- + **Opzionale:** -



Medstone3 ERCP KIT* (500-1036) o Medstone3 ERCP (500-1007) con giude laterali 80.5 cm.

* I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilit  di mercato si prega di contattare il proprio rappresentante STILLE.

Morsetto da tavolo singolo accessorio

Coppia morsetti da tavolo accessori



Una guida laterale removibile per accessori leggeri (maniglia flottazione, asta per infusione) per Medstone3 CV.



Due guide laterali removibili per per fissaggio un vassoio cateteri al Medstone3 CV.

Compatibilit 

- ✓ Medstone3 CV

Info ordine

EU: 505-1119
US: 505-1119

Compatibilit 

- ✓ Medstone3 CV

Info ordine

EU: 505-1121
US*: 505-1121
*Questo paio di morsetti viene incluso con il vassoio cateteri per ogni nuovo tavolo Medstone3 CV (solo per mercato US).

- ✓ **Incluso:** Una guida laterale con morsetto in alluminio
- ! **Richiesto:** -
- + **Opzionale:** Asta per infusione pag. 12
Maniglia di flottazione pag. 18

- ✓ **Incluso:** Due guide laterali con morsetti in alluminio
- ! **Richiesto:** -
- + **Opzionale:** Vassoio cateteri pag. 26

ACCESSORI ANESTESIA

Arco Flessibile per Anestesia

Consente di sostenere teli o materiale equivalente per separare il campo sterile dal campo non sterile. Realizzato in acciaio inox e alluminio con rivestimento in poliuretano.

- ✓ **Incluso:**
Un arco flessibile con due morsetti non removibili
- ❗ **Richiesto:**
Guide laterali fisse o removibili
- ➕ **Opzionale:**
-



Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100311
✓ Medstone ERCP	US: 514-100311-US
✓ Medstone PM	

Asta per infusione

Asta per terapia endovenosa a tre ganci con sistema di fissaggio su guida laterale. Altezza regolabile. Realizzata in acciaio inox e alluminio.

- ✓ **Incluso:**
Un' asta per infusione con morsetto non removibile
- ❗ **Richiesto:**
Guida laterale fissa o removibile
- ➕ **Opzionale:**
-



Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100401
✓ Medstone ERCP	US: 514-100401-US
✓ Medstone PM	



Medstone3 PM Rettangolare* (500-1043) con configurazione accessori consigliati per elettrofisiologia / pacemaker: guide laterali 80.5 cm (505-1179), scuso anti-rx loop (535-1772), arco flessibile per anestesia (514-100311), asta per terapia endovenosa (514-100401), reggibraccio regolabile (514-50-3SR025).

** I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilita' di mercato si prega di contattare il proprio rappresentante STILLE*

SUPPORTI BRACCIA, GAMBE E PIEDI

Reggibraccio regolabile

Supporto destinato per sostenere il braccio del paziente, ideale per terapia endovenosa . Facile da regolare manualmente in qualsiasi posizione desiderata. Questo reggibraccio non è radiotrasparente.

- ✓

Incluso:

Un reggibraccio con morsetto non removibile e un materassino antistatico
- !

Richiesto:

Giude laterali fisse o removibili con 2 morsetti (>70.0 cm / 27.5")
- +

Opzionale:

-



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-50-3SR025
✓ Medstone ERCP	US: 514-50-3SR027
✓ Medstone PM	

Reggibraccia doppio



Reggibraccia radiotrasparente, con rotazione orizzontale di 180 gradi. Nessun blocco di rotazione.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone5 CV	EU: 505-1110
✓ Medstone PM	US: 505-1110

- ✓

Incluso:

Due supporti in un unico pezzo con materassini
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

-

Reggibraccio a scatto



Reggibraccio radiotrasparente che può essere regolato orizzontalmente di 180 gradi.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 505-1111
✓ Medstone ERCP	US: Non disponibile
✓ Medstone PM	

- ✓

Incluso:

Un supporto con morsetto e materassino
- !

Richiesto:

Giude laterali fisse o removibili
- +

Opzionale:

-

Reggibraccio Fistola

Supporto radiotrasparente in fibra di carbonio, con materassino, che scorre sotto il materasso del tavolo, una pliga ne impedisce l'inclinazione. Questo accessorio fornisce un'immagine senza ostacoli.

- ✓

Incluso:

Un supporto in fibra di carbonio con materassino
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

-



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 505-1118
✓ Medstone PM	US: 505-1118

Reggibraccio combinato



Reggibraccio radiotrasparente fortemente fissato al piano del tavolo e regolabile orizzontalmente di 180 °.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 505-1112
✓ Medstone PM	US: 505-1112

- ✓

Incluso:

Un supporto con morsetto e materassino
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

-

Reggibraccio basico



Reggibraccio radiotrasparente dal design semplice. Disponibile unicamente negli USA.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: Non disponibile
✓ Medstone ERCP	US: 512-5000
✓ Medstone PM	

- ✓

Incluso:

Un supporto con morsetto e materassino
- !

Richiesto:

Giude laterali fisse o removibili
- +

Opzionale:

-

Protezione curva per braccia e gambe

Protezione per braccia e gambe destinata a sostenere e mantenere braccio e gamba del paziente sul tavolo operatorio durante la chirurgia e il trasporto. La curva si piega verso l'esterno di 5,3 cm (i.e. distanza ortogonale tra il punto di svolta della curva e del materasso).

- ✓

Incluso:

Un pezzo di protezione curva
- !


Richiesto:

-
- +

Opzionale:

Copertura protezione curva per braccia e gambe

EU/US: 514-100553



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100552
✓ Medstone ERCP	US: 514-100552
✓ Medstone PM	

Protezione retta braccia e gambe

Protezione per braccia e gambe destinata a sostenere e mantenere braccia e gambe del paziente sul tavolo operatorio durante la chirurgia e il trasporto. La protezione scorre sotto il materasso del tavolo.

- ✓

Incluso:

Un pezzo di protezione retta
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

Copertura protezione retta per braccia e gambe

EU/US: 514-100555



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100554
✓ Medstone ERCP	US: 514-100554
✓ Medstone PM	

Supporto per tibia

Il supporto tibia è progettato per sostenere il ginocchio o il piede del paziente durante un intervento chirurgico al ginocchio o alle gambe. Realizzato in acciaio inox comprende un cuscinetto antistatico. Il diametro del cuscinett è 13,5 cm / 5,3", lunghezza 27 cm / 10,6".

- ✓

Incluso:

Asta in metallo, cuscinetto. Morsetto non incluso.
- !

Richiesto:

Giuda laterale fissa o removibile + un morsetto accessorio
- +


Opzionale:

-



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100367-K
✓ Medstone ERCP	US: Non disponibile
✓ Medstone PM	

Morsetto accessorio base



Un morsetto semplice per il montaggio di accessori come il supporto tibia. Realizzato in alluminio.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100301
✓ Medstone ERCP	US: 514-100301-US
✓ Medstone PM	

- ✓

Incluso:

Un morsetto
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

Supporto tibia (vedi sopra)

Morsetto accessorio



Un morsetto robusto per il montaggio di accessori come il supporto tibia. Realizzato in acciaio inossidabile

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100305
✓ Medstone ERCP	US: 514-100305-US
✓ Medstone PM	

- ✓

Incluso:

Un morsetto
- !

Richiesto:

-
- +

Opzionale:

Supporto tibia (vedi sopra)

DISPOSITIVI DI COMANDO

Maniglia per flottazione extra

Un dispositivo di controllo extra per muovere il piano del tavolo in qualsiasi direzione orizzontale con funzione flottante. Possono essere utilizzati due dispositivi di comando simultaneamente (uno è incluso con ogni nuovo tavolo Medstone3 CV).

- ✓

Incluso:
Una maniglia di flottazione con morsetto non removibile
- !

Richiesto:
Giuda laterale fissa o removibile
- +

Opzionale:
Morsetto tavolo accessorio con guida 15.2 cm / 6" pag.11
EU / US: 505-1119



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone3 CV	EU: 505-1171 US: 505-1172

Prolunga cavo

Prolunga da 2,5 m / 98,4" che collega un comando manuale o un comando a pedale all'unità di controllo. Non adatto a Medstone3 CV. Non disponibile per i tavoli fabbricati anteriormente al 2017.

- ✓

Incluso:
Cavo con connettore
- !

Richiesto:
Comando manuale (incluso con ogni nuovo tavolo Medstone) o un comando a pedale
- +

Opzionale:
-

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone5 CV	EU: 505-1137
✓ Medstone ERCP	US: 505-1137
✓ Medstone PM	

Comando a pedale

Interruttore a pedali compatto per discreto alloggiamento sotto il tavolo. Struttura in alluminio e pedali in alluminio o gomma (in base al modello) e un cavo.

- ✓

Incluso:
Un comando a pedale con cavo e connettore
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Prolunga cavo - pag. 18
EU / US: 505-1137

Comando a pedale due (2) - movimenti



Manovre di regolazione altezza e scorrimento longitudinale.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone2 PM 500-1009 soltanto	EU: 505-1106 US: 505-1106

Comando a pedale per Medstone2 (500-1041, -1011, -1038)



Manovre di regolazione altezza e inclinazione laterale.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone2 ERCP 500-1041	EU: 505-1140 US: 505-1140
✓ Medstone2 PM 500-1011	
✓ Medstone2 PM Rett. 500-1038	

Comando a pedale per 2 PM (500-1013)



Manovre di regolazione altezza e Trendelenburg.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone2 PM 500-1013 soltanto	EU: 505-1141 US: 505-1141

Comando a pedali
Tre (3) - movimenti



Manovre di regolazione
altezza, inclinazione lat-
erale e Trendelenburg.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone3 ERCP 500-1044	EU: 505-1107 US: 505-1107
✓ Medstone3 PM 500-1006	
✓ Medstone3 PM 500-1039	

Comando a pedale per Medstone3
(500-1044, -1005, -1043)



Manovre di regolazione
altezza, scorrimento
longitudinale e
Trendelenburg.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone3 ERCP 500-1044	EU: 505-1138 US: 505-1138
✓ Medstone3 PM 500-1005	
✓ Medstone3 PM Rett. 500-1043	

Comado a pedale
Quattro (4) - movimenti



Manovre di regolazione
altezza, inclinazione
laterale, Trendelenburg
e scorrimento longitu-
dinale.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone4 PM 500-1004 soltanto	EU: 505-1108 US: 505-1108

Comando a pedale
Cinque (5) - movimenti



Manovre di regolazi-
one altezza,inclinazione
laterale, Trendelenburg,
scorrimento laterale e
longitudinale.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone5 CV 500-1002	EU: 505-1109 US: 505-1109
✓ Medstone5 ERCP 500-1031	
✓ Medstone5 ERCP KIT 500-1037	
✓ Medstone5 PM 500-1001	

Comando a pedale per Medstone3
(500-1007, -1036)



Manovre di regolazione
altezza, scorrimento
laterale e longitudinale.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone3 ERCP 500-1007	EU: 505-1139 US: 505-1139
✓ Medstone3 ERCP KIT 500-1036	

Un comando a pedale
e' incluso con ogni
nuovo Medstone3 CV



Medstone 5 PM (500-1001) con kit scudi anti rx (535-1770 e comando a pedale (505-1109).
* I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilita' di mercato si prega di contattare il proprio rappresentante STILLE.

SUPPORTI E BARRIERE GENERICHE PER IL CORPO

Supporto laterale


Il supporto può essere regolato in altezza, longitudinalmente e lateralmente, a seconda del posizionamento paziente. Dimensioni del cuscinetto curvo 20x20 cm / 7.9" x 7.9".

- ✓

Incluso:
Un asta in metallo, morsetto, cuscinetto curvo
- !

Richiesto:
Guide laterali fisse o removibili con 2 morsetti (≥ 70.0 cm / 27.5")
- +

Opzionale:
-



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-50-3SR028
✓ Medstone ERCP	US: 514-50-3SR030
✓ Medstone PM	

Cinghie gambe/corpo



Cinghia con chiusura in velcro, 2.1m / 82.7", per assicurare il paziente al tavolo operatorio.


 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100465
✓ Medstone ERCP	US: Non disponibile
✓ Medstone PM	

3 cinghie* pazienti sono incluse con ogni nuovo tavolo Medstone

* i modelli possono variare a seconda del Paese

Paio di sponde laterali

Le sponde laterali di sicurezza sono progettate per supportare il paziente. In particolare assicurano posizionamento e comfort del paziente durante le procedure ERCP. Facilmente ripiegabili verso il basso e, una volta poste in posizione verticale, bloccate automaticamente.



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100530
✓ Medstone ERCP	US: 514-100530-US
✓ Medstone PM	

Contenzione paziente per piano tavolo standard

Imbottitura 3" larghezza x 70" lunghezza per tavoli Medstone con piano standard.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: Non disponibile
✓ Medstone PM	US: 29-034

Contenzione paziente per piano tavolo largo

Imbottitura 3" larghezza x 96" lunghezza per tavoli Medstone con piano largo.

 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone ERCP	EU: Non disponibile
	US: 29-035

- ✓

Incluso:
Una contenzi-
one paziente
imbottita
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Giude laterali o
sponde laterali -
pag.22
- ✓

Incluso:
Una contenzi-
one paziente
imbottita
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Giude laterali o
sponde laterali -
pag.22

- ✓

Incluso:
Due spinde laterali, due morsetti non removibili
- !

Richiesto:
Guide laterali fisse o removibili con 2 morsetti (≥ 70.0 cm / 27.5")
- +

Opzionale:
Kit paio di sponde laterali abbattibili
(due sponde laterali con 2 coperture antistatiche):
EU: 514-50-3SR034
US: 514-50-3SR035
o, singola unita' di copertura sponde laterali:
EU soltanto: 514-100530-H

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

Protezione anti rx loop

Scudo anti-radiazioni in gomma al piombo (0,5 Pb) che protegge contro le radiazioni diffuse. Fissaggio su guide laterali o direttamente al piano del tavolo con strisce di Velcro®.

- ✓

Incluso:
5 pannelli protettivi collegati tra loro
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Guida/e laterale/i
Protezione anti rx loop, versione grigio
EU / US: 535-1772
Singolo scudo protettivo anti raggi X, versione grigio
EU / US: 535-1774
Singolo scudo protettivo a raggi X, versione blue
EU / US: 535-1775



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 535-1773
✓ Medstone ERCP	(versione blue)
✓ Medstone PM	US: 535-1773
	(versione blue)

Kit protezione anti rx

Scudo anti-radiazioni in gomma al piombo (0,5 Pb) che protegge contro le radiazioni diffuse. Fissaggio al piano del tavolo con strisce di Velcro® adesive poste sul piano del tavolo. Il kit può essere utilizzato con o senza guide laterali.

- ✓

Incluso:
2 pannelli speciali con ritaglio per i morsetti della guida laterale e 4 pannelli dritti senza ritaglio
- !

Richiesto:
-
- +

Opzionale:
Kit protezione anti rx, versione grigio
EU / US: 535-1770
Singolo scudo protettivo anti rx, versione grigio
EU / US: 535-1774
Singolo scudo anti rx, versione blue
EU / US: 535-1775



 Compatibilita'	 Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 535-1771
✓ Medstone ERCP	(versione blue)
✓ Medstone PM	US: 535-1771
	(versione blue)



Medstone5 ERCP* (500-1031) con guide laterali 80.5 cm (505-1181), scudi anti rx (535-1772 e 535-1770) e comando a pedale 9505-1109).

* I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilita' di mercato si prega di contattare il proprio rappresentante STILLE

ESTENSIONI TAVOLO CHIRURGICO

Vassoio cateteri
Medstone

Una piastra in acciaio inox che può scorrere su binari laterali del tavolo Medstone3 CV. Dimensioni 60,5 cm / 23,8" di larghezza e 65,5 cm / 25,8" di lunghezza.
Nota: un vassoio cateteri è incluso con ogni nuovo Medstone3 CV, solo negli Stati Uniti (or US).

- ✓ **Incluso:**
Un vassoio cateteri e sistema di attacco
- ! **Richiesto:**
Guide laterali: guide fisse sono incluse con Medstone3 CV, guide removibili sono opzionali (vedi sotto)
- + **Opzionale:**
Morsetti da tavolo accessori con guide per il montaggio del vassoio cateteri all'estremità del tavolo – pag. 11
EU / US: 505-1121

Vassoio regolabile

Vassoio regolabile per posizionare strumenti e altri dispositivi.

- ✓ **Incluso:**
Un vassoio per strumenti e un morsetto
- ! **Richiesto:**
Guide laterali fisse o removibili
- + **Opzionale:**
-



Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone3 CV	EU: 505-1131 US: 505-1131-US



Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-50-3SR036
✓ Medstone ERCP	US: 514-50-3SR037
✓ Medstone PM	

Sezioni di ampliamento

Le estensioni laterali possono ampliare il piano del tavolo per ospitare un paziente più grande o in procedure con posizionamento laterale, come per le procedure ERCP. Ogni sezione di ampliamento estende la larghezza del tavolo di 10,4 cm / 4,1".

- ✓ **Incluso:**
Una o due sezioni di ampliamento (dipende dal numero di parte), morsetto(i), materassini antistatici
- ! **Richiesto:**
Guide laterali fisse o removibili con 2 morsetti (70,0 cm / 27,5")
- + **Opzionale:**
Versione 300 mm di questa coppia di sezioni di ampliamento
EU: 514-100425
US: Non disponibile
Versione 455 mm di questa coppia di sezioni di ampliamento
EU: 514-100422
US: Non disponibile
Versione 500mm, sezione di ampliamento singola
EU: 514-100423
US: Non disponibile

240 mm
paio



Le sezioni di ampliamento più corte disponibili sono: Lunghezza 24 cm / 9,4". Due pezzi.

Compatibilita'	Info ordine
✓ Medstone CV	EU: 514-100421
✓ Medstone ERCP	US: Non disponibile
✓ Medstone PM	

Indice

Codice	Accessorio (Nome Prodotto)	Pag.
29-034	Contenzione paziente per piano tavolo standard	23
29-035	Contenzione paziente per piano tavolo largo	23
505-1106	Comando a pedale Due (2) Movimenti	19
505-1107	Comando a pedale Tre (3) Movimenti	20
505-1108	Comndo a pedale Quattro (4) Movimenti	21
505-1109	Comando a pedale Cinque (5) Movimenti	21
505-1110	Reggibraccia doppio	15
505-1111	Reggibraccio a scatto	15
505-1112	Reggibraccio combinato	15
505-1118	Reggibraccio Fistola	14
505-1119	Morsetto tavolo singolo accessorio (Morsetto tavolo accessorio con guida 15.2 cm / 6")	11
505-1121	Coppia morsetti da tavolo accessori (Morsetti tavolo accesorio - paio)	11
505-1129	Guida laterale singola lunghezza 80.5 cm / 31.7" (guide laterali removibili EU Medstone)	09
505-1130	Guida laterale singola lunghezza 80.5 cm / 31.7" (guide laterali removibili US Medstone)	09
505-1131	Vassoio cateteri Medstone	26
505-1131-US	Vassoio cateteri US	26
505-1137	Prolunga cavo (Prolunga cavo per controllo manuale)	18
505-1138	Comando a pedale per Medstone3 (500-1044, -1005, -1043) (Comando a pedale per 3 PM, 500-1005)	20
505-1139	Comando a pedale per Medstone3 (500-1007, -1036) (Comando a pedale per 3 PM, 500-1007)	20
505-1140	Comando a pedale per Medstone2 (500-1041, -1011, -1038) (Comando a pedale per 2 PM, 500-1011)	19
505-1141	Comando a pedale per 2 PM (500-1013)	19
505-1155	Guida laterale singola (L) lunghezza 80.5 cm / 31.7" (Guida laterale Larga Medstone EU)	09
505-1156	Guida laterale singola (L) lunghezza 80.5 cm / 31.7" (Guida laterale removibile Larga Medstone US)	09
505-1157	Guida laterale singola lunghezza 70 cm / 27.5" (Guida laterale removibile EU Medstone)	08
505-1158	Guida laterale singola lunghezza 70 cm / 27.5" (Guida laterale removibile US Medstone)	08
505-1160	Guida laterale singola (L) lunghezza 70 cm / 27.5" (Guida laterale removibile EU Larga)	08

Codice	Accessorio (Nome Prodotto)	Pag.
505-1161	Guida laterale singola (L) lunghezza 70 cm / 27.5" (Guida laterale removibile US Larga)	08
505-1171	Maniglia per flottazione extra DIN	18
505-1172	Maniglia per flottazione extra USA	18
505-1175	Paio di guide laterali lunghezza 112.5 cm / 44.3" (KIT EU guide laterali non simmetriche)	10
505-1176	Paio di guide laterali lunghezza 112.5 cm / 44.3" (KIT US guide laterali non simmetriche)	10
505-1177	Paio di guide laterali (L) lunghezza 112.5 cm / 44.3" (KIT EU guide laterali larghe non simmetriche)	10
505-1178	Paio di guide laterali (L) lunghezza 112.5 cm / 44.3" (KIT Medstone US guide laterali larghe non simmetriche)	10
505-1179	Paio di guide laterali lughezza 80.5 cm / 31.7" (KIT Medstone EU guide laterali removibili)	09
505-1180	Paio di guide laterali lughezza 80.5 cm / 31.7" (KIT Medstone US guide laterali removibili)	09
505-1181	Paio di guide laterali (L) lunghezza 80.5 cm / 31.7" (KIT EU Medstone guide laterali removibili)	09
505-1182	Paio di guide laterali (L) lunghezza 80.5 cm / 31.7" (KIT US Medstone guide laterali removibili)	09
505-1183	Paio di guide laterali lunghezza 70 cm / 27.5" (KIT EU Medstone guide laterali removibili)	08
505-1184	Paio di guide laterali lunghezza 70 cm / 27.5" (KIT US Medstone guide laterali removibili)	08
505-1185	Paio di guide laterali (L) lunghezza 70 cm / 27.5" (Guide laterali removibili larghe EU Medstone)	08
505-1186	Paio di guide laterali (L) lunghezza 70 cm / 27.5" (Guide laterali removibili larghe US Medstone)	08
505-1188	Pacchetto Vascolare	06
505-1189	Pacchetto ERCP	07
505-1190	Pacchetto ERCP 2	07
512-5000	Reggibraccio basico	15
514-100301	Morsetto accessorio basico EU	17
514-100301-US	Morsetto accessorio basico US	17
514-100305	Morsetto accessorio EU	17
514-100305-US	Morsetto accessorio US	17
514-100311	Arco flessibile per Anestesia EU	12
514-100311-US	Arco flessibile per Anestesia US	12
514-100367-K	Supporto tibia, corto senza morsetto	17
514-100401	Asta per infusione con morsetto EU	12
514-100401-US	Asta per infusione con morsetto US	12

Codice	Accessorio (Nome Prodotto)	Pag.
514-100421	Sezione di ampliamento 240mm paio EU	27
514-100422	Sezione di ampliamento 455mm paio EU	27
514-100423	Sezione di ampliamento 500mm singola EU	27
514-100425	Sezione di ampliamento 300mm paio EU	27
514-100465	Cinghie gambe / corpo	23
514-100530	Sponde laterali, pieghevoli / coppia EU	22
514-100530-H	Copertura sponde laterali unita' singola	22
514-100530-US	Sponde laterali, pieghevoli / coppia US	22
514-100552	Protezione curva per braccia e gambe	16
514-100553	Copertura protezione curva per braccia e gambe	16
514-100554	Protezione per braccia e gambe (retta)	16
514-100555	Copertura pprotezione per braccia e gambe (retta)	16
514-50-3SR025	Reggibraccio regolabile compl. DIN	14
514-50-3SR027	Reggibraccio regolabile compl. US	14
514-50-3SR028	Supporto laterale completo con morsetto EU	22
514-50-3SR030	Supporto laterale completo con morsetto US	22
514-50-3SR034	Sponde laterali, pieghevoli / paio KIT EU	22
514-50-3SR035	Sponde laterali, pieghevoli / paio KIT US	22
514-50-3SR036	Vassoio regolabile con morsetto	26
514-50-3SR037	Vassoio regolabile con morsetto US	26
535-1770	Kit protezione ant rx grigio	24
535-1771	Kit protezione anti rx blue	24
535-1772	Scudo anti radiazione loop grigio	24
535-1773	Scudo antiradiazione loop blue	24
535-1774	Scudo protezione anti rx singolo grigio	24
535-1775	Scudo protezione anti rx singolo blue	24

STILLE – Surgical perfection. For life.

STILLE è una delle più antiche aziende di dispositivi medici nel mondo. In STILLE sviluppiamo, produciamo e vendiamo strumenti chirurgici di alta qualità e tavoli di imaging chirurgica ai medici di tutto il mondo, e facciamo questo da più di 180 anni.

L'offerta di STILLE consiste di marchio forte e prodotti rinomati per la loro superiore qualità.

Gestiamo il nostro business in due distinte aree – Strumenti Chirurgici e Tavoli di Imaging Chirurgica.

Strumenti chirurgici

Nella nostra area Strumenti Chirurgici, abbiamo un'offerta completa di prodotti artigianali, strumentazione forgiata per tutti i campi della chirurgia open, con particolare attenzione alla chirurgia cardiovascolare, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

I nostri strumenti presentano design delicato, durabilità leader nel settore e una sensazione unica che hanno reso STILLE un fornitore rinomato e rispettato dai chirurghi di tutto il mondo.

Tavoli per imaging chirurgico

Nella nostra area Tavoli di Imaging Chirurgico, offriamo speciali tavoli per procedure minimamente invasive, con prezzi, sicurezza e caratteristiche ottimizzate sia per l'impostazioni ospedaliera che ambulatoriale. I tavoli mobili per imaging chirurgico.

STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l'efficienza in sala operatoria, il tutto rappresentando soluzioni a prezzi convenienti con qualità e affidabilità.

Il tavolo per imaging chirurgico STILLE imag-iQ2, con le sue funzionalità a basso dosaggio, è ottimizzato per le impostazioni avanzate della sala operatoria ibrida mobili e per le procedure interventistiche periferiche.

Maggiori informazioni su www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30, Torshälla
Svezia

☎ +46 8 588 580 00

✉ sales@stille.se

🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Stati Uniti

☎ 1.800.665.1614

✉ sales.us@stille.se

🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



Questi prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Si prega di contattare il proprio rappresentante STILLE per maggiori informazioni sulla disponibilità di mercato. Questo documento descrive correttamente i dispositivi al momento della stampa del documento. Si prega di fare sempre riferimento al manuale utente per eventuali modifiche al prodotto. Le immagini del prodotto mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione fedele del prodotto.