




Surgical perfection. For life.



STILLE Medstone

Catalogue des accessoires



Sommaire

Introduction	4
Packages d'accessoires	6
Rails latéraux amovibles	8
Rails amovibles de 70,0 cm	8
Rails amovibles de 80,5 cm	9
Rails amovibles de 112,5 cm	10
Rails courts / attaches pour accessoires légers	11
Accessoires pour anesthésie	12
Arceau d'anesthésie	12
Porte-sérum	12
Appuis-bras, jambes et pieds	14
Appuis-bras	14
Gouttières de Quénu	16
Appui-Tibia	17
Commandes	18
Joystick / Champignon Bleu additionnel	18
Câble de rallonge	18
Pédaliers	19
Supports généraux pour le corps et barrières	22
Support latéral	22
Barrières de sécurité	22
Sangles pour jambe ou corps	23
Bavolets de radioprotection	24
Extensions de tables chirurgicales	26
Plateau à cathéter	26
Plateau à instruments	26
Élargisseurs de table	27
Index	28

Les accessoires STILLE Medstone offrent une **grande variété de solutions** que ce soit pour apporter du support, de la sécurité, ou pour faciliter le positionnement du patient. Tous les accessoires sont conçus et fabriqués avec le plus grand soin.

Comment s'orienter dans le catalogue?

Toutes les informations sur les accessoires pour tables STILLE Medstone ont été regroupées en un seul document. Ils sont présentés individuellement comme décrit ci-dessous.


Page | CATÉGORIE D'ACCESSOIRES

CATÉGORIE D'ACCESSOIRES


Nom de l'accessoire ou caractéristique

Description : caractéristiques, utilisations, résumé des instructions de montage, matériaux, etc.

- ✓ **Inclus :**
Éléments et leur nombre faisant partie de l'accessoire
- ⚠ **Prérequis :**
Ce qui est nécessaire au montage ou à l'utilisation
- ⊕ **Optionnel :**
Alternative ou suggestion de produits complémentaires pour une utilisation plus facile ou optimale.

 **Compatibilité**

- ✓ Medstone CV
- ✓ Medstone ERCP
- ✓ Medstone PM

 **Pour commander**

UE : XX-XX-XXXX

US : XX-XX-XXXX

Illustration de l'accessoire. Peut ne pas être une représentation exacte.

Liste des tables compatibles avec l'accessoire. Il peut s'agir de tous les modèles d'un type de Medstone (CV, PM ou ERCP) ou, d'un ou de quelques modèles seulement (e.g. Medstone3 PM 500-1005).

Référence produit* pour passer commande. La référence peut être différente selon les pays. En dehors des États-Unis (US), la plupart des pays utilise la version UE. Les produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Demandez à votre représentant STILLE.

* Consultez l'index en fin de catalogue pour chercher par référence.

PACKAGES D'ACCESSOIRES



Vivement
recommandé pour
la Medstone3 CV

Package Vasculaire Medstone3 CV

L'essentiel des accessoires pour le vasculaire. L'ensemble est composé d'un rail amovible latéral, d'un appui-bras et d'un bavolet de radioprotection. *Non disponible aux États-Unis sous forme de package ; les accessoires peuvent être commandés séparément.*

- ✓ **Inclus :**
 - Paire de rails amovibles latéraux de 80,5 cm de long
 - Appui-bras spécial Fistule et son matelas
 - Bavolet de radioprotection gris, à boucles
- ! **Prérequis :**
 -
- + **Optionnel :**
 -

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM (500-1004 seulement)

Pour commander

UE : 505-1188
US : Non disponible

Accessoires inclus

Appui-bras Fistule
page 14
UE : 505-1118
US : 505-1118

Paire de rails latéraux de 80,5 cm de long
page 09
UE : 505-1179
US : 505-1180

Bavolet de radioprotection gris, à boucles
page 24
UE : 535-1772
US : 535-1772



Vivement
recommandé pour
les Medstone ERCP

Package Endoscopie Medstone ERCP

L'essentiel des accessoires pour les examens endoscopiques. L'ensemble est composé de barrières de sécurité, de rails latéraux et d'un appui-bras. *Non disponible aux États-Unis sous forme de package ; les accessoires peuvent être commandés séparément.*

- ✓ **Inclus :**
 - Paire de rails amovibles latéraux de 80,5 cm de long
 - Paire de barrières de sécurité escamotables
 - Appui-bras ajustable
- ! **Prérequis :**
 -
- + **Optionnel :**
 - Package Endoscopie sans l'appui-bras ajustable
UE : 505-1190
US : Non disponible

Compatibilité

- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1189
US : Non disponible

Accessoires inclus

Appui-bras ajustable compl. DIN
page 14
UE : 514-50-3SR025
US : 514-50-3SR027

Paire de rails latéraux (L) de 80,5 cm de long
page 09
UE : 505-1181
US : 505-1182

Paire de barrières de sécurité escamotables
page 22
UE : 514-100530
US : 514-100530-US

RAILS LATÉRAUX AMOVIBLES

70,0 cm
de long

Rail latéral



Un rail en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau de table standard.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Pour commander

UE : 505-1157
US : 505-1158

- ✓ **Inclus :** Un rail avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Rail latéral (L)



Un rail en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau de table large (L).

Compatibilité

- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1160
US : 505-1161

- ✓ **Inclus :** Un rail avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Paire de rails latéraux



Deux rails en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau standard.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Pour commander

UE : 505-1183
US : 505-1184

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Paire de rails latéraux (L)



Deux rails en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau large (L).

Compatibilité

- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1185
US : 505-1186

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

80,5 cm
de long

Rail latéral



Un rail en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau de table standard.

Compatibilité


- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Pour commander

UE : 505-1129
US : 505-1130

- ✓ **Inclus :** Un rail avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Rail latéral (L)



Un rail en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau de table large (L).

Compatibilité

- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1155
US : 505-1156

- ✓ **Inclus :** Un rail avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Paire de rails latéraux



Deux rails en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau standard.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV
- ✓ Medstone2 PM
- ✓ Medstone3 PM
- ✓ Medstone4 PM

Pour commander

UE : 505-1179
US : 505-1180

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Paire de rails latéraux (L)



Deux rails en acier inoxydable pour attacher des accessoires à un plateau large (L).

Compatibilité


- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1181
US : 505-1182

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Paire de rails asymétriques



Rails droit et gauche en acier inoxydable pour plateau de table standard.


Compatibilité

- ✓ Medstone5 CV
- ✓ Medstone5 PM

Pour commander

UE : 505-1175
US : 505-1176

Paire de rails asymétriques (L)



Rails droit et gauche en acier inoxydable pour plateau de table large (L).

Compatibilité

- ✓ Medstone ERCP

Pour commander

UE : 505-1177
US : 505-1178

112,5 cm
de long

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

- ✓ **Inclus :** Deux rails avec double attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** -

Rail court / attache pour accessoires légers



Un rail amovible court pour un petit accessoire (champignon bleu, porte-sérum, ...).

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV

Pour commander

UE : 505-1119
US : 505-1119

- ✓ **Inclus :** Un rail avec une attache en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** Porte-sérum page 12
Champignon Bleu, page 18

Paire de rails courts / attaches pour accessoires légers



Deux rails amovibles courts notamment nécessaires pour attacher un plateau à cathéter.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 CV

Pour commander

UE : 505-1121
US* : 505-1121
**La Medstone3 CV inclut un plateau à cathéter et une paire de rails courts.*

- ✓ **Inclus :** Deux rails et deux attaches en aluminium
- ! **Prérequis :** -
- + **Optionnel :** Plateau à cathéter page 26

15,2 cm
de long



Medstone3 ERCP Kit* (500-1036) ou Medstone3 ERCP (500-1007) avec rails latéraux de 80,5 cm de long.

* Les produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Demandez à votre représentant STILLE.

ACCESSOIRES POUR ANESTHÉSIE

Arceau d'anesthésie flexible

Isole le champ opératoire de la zone non-stérile. Drapage facile et confortable pour le patient grâce à sa flexibilité. Fait en acier inoxydable et aluminium avec revêtement en polyuréthane.

- ✓ **Inclus :**
Un cadre d'anesthésie avec deux attaches soudées
- ! **Prérequis :**
Rails latéraux fixes ou amovibles
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité

- ✓ Medstone CV
- ✓ Medstone ERCP
- ✓ Medstone PM

Pour commander

UE : 514-100311
US : 514-100311-US

Porte-sérum

Support réglable en hauteur pour 3 poches de perfusion. Fait en acier inoxydable et aluminium.

- ✓ **Inclus :**
Un porte-sérum avec une attache soudée
- ! **Prérequis :**
Un rail fixe ou amovible
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité

- ✓ Medstone CV
- ✓ Medstone ERCP
- ✓ Medstone PM

Pour commander

UE : 514-100401
US : 514-100401-US



Medstone3 PM Rectangular* (500-1043) avec une configuration d'accessoires recommandée pour la rythmologie / électrophysiologie / pacemaker : des rails latéraux de 80,5cm (505-1179), un bavolet de radioprotection à boucles (535-1772), un arceau d'anesthésie flexible (514-100311), un porte-sérum (514-100401) et un appui-bras ajustable (514-50-3SR025).

* Les produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Demandez à votre représentant STILLE.

APPUIS-BRAS, JAMBES ET PIEDS

Appui-bras ajustable

L'appui-bras est conçu pour supporter le bras du patient. Idéal pour les injections intraveineuses, il est très facile à positionner à une seule main. Cet appui-bras n'est pas radiotransparent.

- ✓ **Inclus :**
Un appui-bras et son matelas avec attache soudée
- ⓘ **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible avec deux attaches (≥ 70,0 cm)
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone CV ✓ Medstone ERCP ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : 514-50-3SR025 US : 514-50-3SR027

Appui-bras Fistule

Support radiotransparent en fibre de carbone qui se glisse sous le matelas de la table, maintenu par un repli. Cet accessoire permet d'obtenir des images non-obstruées.

- ✓ **Inclus :**
Un support en fibre de carbone avec matelas
- ⓘ **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone CV ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : 505-1118 US : 505-1118

Double appui-bras



Radiotransparent et réglable à 180° horizontalement. Pas de verrouillage anti-rotation.

Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone5 CV ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : 505-1110 US : 505-1110

- ✓ **Inclus :**
Un support double avec matelas
- ⓘ **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
-

Appui-bras combiné



Radiotransparent et réglable à 180° horizontalement. Se fixe directement au plateau de la table.

Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone CV ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : 505-1112 US : 505-1112

- ✓ **Inclus :**
Un support avec son matelas et l'attache
- ⓘ **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
-

Appui-bras à clip



Radiotransparent et réglable à 180° horizontalement.

Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone CV ✓ Medstone ERCP ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : 505-1111 US : Not available

- ✓ **Inclus :**
Un support avec son matelas et l'attache
- ⓘ **Prérequis :**
Un rail fixe ou amovible
- + **Optionnel :**
-

Appui-bras basique



Appui-bras simple, radiotransparent. *Uniquement disponible aux États-Unis.*

Compatibilité	Pour commander
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Medstone CV ✓ Medstone ERCP ✓ Medstone PM 	<ul style="list-style-type: none"> UE : Non disponible US : 512-5000

- ✓ **Inclus :**
Un support avec son matelas et l'attache
- ⓘ **Prérequis :**
Un rail fixe ou amovible
- + **Optionnel :**
-

Gouttière de Quénu incurvée

Gouttière de Quénu pour sécuriser les lignes de perfusion éventuelles ainsi que pour protéger et garder le bras ou la jambe du patient sur la table pendant l'intervention ou le transport. La gouttière a une profondeur de 5,3 cm (*i.e.* distance orthogonale entre le pic de la courbe et le matelas de la table). Se glisse sous le matelas.

- ✓ **Inclus :**
Une gouttière de Quénu incurvée
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Housse pour gouttière de Quénu incurvée
UE/US : 514-100553



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100552
✓ Medstone ERCP	US : 514-100552
✓ Medstone PM	

Gouttière de Quénu droite

Gouttière de Quénu pour sécuriser les lignes de perfusion éventuelles ainsi que pour protéger et garder le bras ou la jambe du patient sur la table pendant l'intervention ou le transport. Se glisse sous le matelas de la table.

- ✓ **Inclus :**
Une gouttière de Quénu droite
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Housse pour gouttière de Quénu droite
UE/US : 514-100555



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100554
✓ Medstone ERCP	US : 514-100554
✓ Medstone PM	

Appui-tibia


Le support tibia est conçu pour maintenir le genou ou le pied du patient pendant une chirurgie du genou ou de la jambe. Fait en acier inoxydable, il inclut le coussin antistatique de 13,5 cm de diamètre et 27,0 cm de long.

- ✓ **Inclus :**
Un appui-tibia avec coussin. Attache non-incluse.
- ! **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible
+ une attache / clameau (voir ci-dessous)
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100367-K
✓ Medstone ERCP	US : Non disponible
✓ Medstone PM	

Attache / clameau simple



Clameau basique pour attacher un accessoire comme l'appui-tibia. Fait en aluminium.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100301
✓ Medstone ERCP	US : 514-100301-US
✓ Medstone PM	

- ✓ **Inclus :**
Une attache
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Appui-tibia
(voir ci-dessus)

Attache / clameau en acier inoxydable



Clameau robuste pour attacher un accessoire comme l'appui-tibia. Fait en acier inoxydable.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100305
✓ Medstone ERCP	US : 514-100305-US
✓ Medstone PM	

- ✓ **Inclus :**
Une attache
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Appui-tibia
(voir ci-dessus)

COMMANDES

Joystick / Champignon Bleu additionnel

Un Champignon supplémentaire pour translater le plateau flottant de la table en longitudinal, latéral ou diagonal. Deux Champignons Bleus peuvent être installés sur une même table Medstone3 CV (un est inclus avec chaque nouvelle table).

- ✓ **Inclus :**
Un Champignon avec son attache soudée
- ! **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible
- + **Optionnel :**
Rail court de 15,2 cm / attache pour accessoires légers page 11

EU/US : 505-1119



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone3 CV	UE : 505-1171 US : 505-1172

Câble de rallonge

Rallonge en spirale, extensible, de 2,5 m pour connecter la télécommande filaire ou le pédalier à l'unité de contrôle. *Non compatible avec la table Medstone3 CV ou les tables fabriquées avant 2017.*

- ✓ **Inclus :**
Câble avec connecteurs
- ! **Prérequis :**
Télécommande (incluse avec chaque table Medstone) ou un pédalier
- + **Optionnel :**
-

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone5 CV	UE : 505-1137
✓ Medstone ERCP	US : 505-1137
✓ Medstone PM	

Pédalier

Les pédales de commande filaires sont compactes et prennent peu de place sous la table. Elles sont composées d'un câble, d'un corps en aluminium et de pédales en aluminium ou en caoutchouc pour le pédalier à cinq mouvements 505-1109.

- ✓ **Inclus :**
Un pédalier avec son câble et le connecteur
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
-

Pédalier à deux (2) mouvements



Permet de contrôler la hauteur et la translation longitudinale.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone2 PM 500-1009 seulement	UE : 505-1106 US : 505-1106

Pédalier pour Medstone2 (500-1041, -1011, -1038)



Permet de contrôler la hauteur et l'inclinaison latérale (tilting).

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone2 ERCP 500-1041	UE : 505-1140 US : 505-1140
✓ Medstone2 PM 500-1011	
✓ Medstone2 PM Rectang. 500-1038	

Pédalier pour 2 PM (500-1013)



Permet de contrôler la hauteur et la proclive / déclive (Trendelenburg).

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone2 PM 500-1013 seulement	UE : 505-1141 US : 505-1141

Pédalier à trois (3) mouvements



Permet de contrôler la hauteur, l'inclinaison latérale (tilting), la proclive / déclive (Trendelenburg).

Compatibilité

- ✓ Medstone3 ERCP 500-1044
- ✓ Medstone3 PM 500-1006
- ✓ Medstone3 PM 500-1039

Pour commander

UE : 505-1107
US : 505-1107

Pédalier pour Medstone3 (500-1044, -1005, -1043)



Permet de contrôler la hauteur, la proclive / déclive (Trendelenburg), la translation longitudinale.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 ERCP 500-1044
- ✓ Medstone3 PM 500-1005
- ✓ Medstone3 PM Rectang. 500-1043

Pour commander

UE : 505-1138
US : 505-1138

Pédalier à quatre (4) mouvements



Permet de contrôler la hauteur, l'inclinaison latérale, la proclive / déclive, la translation longitudinale.

Compatibilité

- ✓ Medstone4 PM 500-1004 seulement

Pour commander

UE : 505-1108
US : 505-1108

Pédalier à cinq (5) mouvements



Permet de contrôler la hauteur, l'inclinaison latérale, la proclive / déclive, les translations latérale et longitudinale.

Compatibilité

- ✓ Medstone5 CV 500-1002
- ✓ Medstone5 ERCP 500-1031
- ✓ Medstone5 ERCP KIT 500-1037
- ✓ Medstone5 PM 500-1001

Pour commander

UE : 505-1109
US : 505-1109

Pédalier pour Medstone3 (500-1007, -1036)



Permet de contrôler la hauteur, les translations latérale et longitudinale.

Compatibilité

- ✓ Medstone3 ERCP 500-1007
- ✓ Medstone3 ERCP KIT 500-1036

Pour commander

UE : 505-1139
US : 505-1139

Un pédalier est inclus avec la Medstone3 CV



Medstone5 PM (500-1001) avec un bavolet de radioprotection KIT (535-1770) et un pédalier (505-1109).

* Les produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Demandez à votre représentant STILLE.

SUPPORTS GÉNÉRAUX POUR LE CORPS ET BARRIÈRES

Support latéral

Le support se règle en hauteur, en profondeur et latéralement pour s'adapter à la position du patient. Les dimensions du coussin incurvé sont de 20x20 cm.

- ✓ **Inclus :**
Un support latéral matelassé avec attache
- ! **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible avec deux attaches (≥ 70,0 cm)
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-50-3SR028
✓ Medstone ERCP	US : 514-50-3SR030
✓ Medstone PM	

Sangle pour jambe ou corps



Sangle de 2m10 avec fermeture scratch pour maintenir le patient en sécurité.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100465
✓ Medstone ERCP	US : Non disponible
✓ Medstone PM	



* les modèles peuvent varier selon les pays

Barrières de sécurité escamotables (paire)

Paire de barrières latérales pour sécuriser le patient et assurer son confort notamment pendant les examens endoscopiques. Elles se rabattent facilement et se bloquent automatiquement quand elles sont remontées.

- ✓ **Inclus :**
Deux barrières avec attaches soudées
- ! **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible avec deux attaches (≥ 70,0 cm)
- + **Optionnel :**
Barrières de sécurité escamotables (paire) KIT (deux barrières et deux housses antistatiques):
 - UE : 514-50-3SR034
 - US : 514-50-3SR035
 Housse pour barrière, à l'unité :
 - EU : 514-100530-H
 - US : Non disponible



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100530
✓ Medstone ERCP	US : 514-100530-US
✓ Medstone PM	

Sangle de maintien pour plateau de table standard

Sangle matelassée de 7,6 x 177,8 cm pour tables avec plateau de taille standard.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : Non disponible
✓ Medstone PM	US : 29-034

- ✓ **Inclus :**
Une sangle matelassée
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Rails, page 08 ou barrières, page 22

Sangle de maintien pour plateau de table large

Sangle matelassée de 7,6 x 243,8 cm pour tables avec plateau large.

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone ERCP	UE : Non disponible US : 29-035

- ✓ **Inclus :**
Une sangle matelassée
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Rails, page 08 ou barrières, page 22

BAVOLETS DE RADIOPROTECTION

Bavolet à boucles

Bouclier anti-rayons X composé d'un ensemble de 5 lamelles plombées (0,5 Pb). Installation rapide en le suspendant à un/des rail(s) (longueur totale nécessaire : 65 cm) ou directement au plateau de la table à l'aide des bandes de scratchs Velcro®.



- ✓ **Inclus :**
5 lamelles de radioprotection liées entre elles
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Rail latéral amovible, page 08
Bavolet de radioprotection à boucles, couleur grise
EU / US : 535-1772
Une lamelle de radioprotection, couleur grise
EU / US : 535-1774
Une lamelle de radioprotection, couleur bleue
EU/US : 535-1775

Compatibilité

- ✓ Medstone CV
- ✓ Medstone ERCP
- ✓ Medstone PM

Pour commander

- UE :** 535-1773 (bleu)
- US :** 535-1773 (bleu)

Bavolets en kit

Bouclier anti-rayons X composé de 6 lamelles plombées (0,5 Pb). À attacher au plateau de la table à l'aide des bandes de scratchs Velcro®. Ce kit peut aussi bien être utilisé avec ou sans rail latéral.



- ✓ **Inclus :**
2 lamelles de radioprotection spéciales avec découpe pour l'attache d'un rail latéral et 4 lamelles sans découpe
- ! **Prérequis :**
-
- + **Optionnel :**
Bavolet de radioprotection en kit, couleur grise
EU / US : 535-1770
Une lamelle de radioprotection, couleur grise
EU / US : 535-1774
Une lamelle de radioprotection, couleur bleue
EU/US : 535-1775

Compatibilité

- ✓ Medstone CV
- ✓ Medstone ERCP
- ✓ Medstone PM

Pour commander

- UE :** 535-1771 (bleu)
- US :** 535-1771 (bleu)



Medstone5 ERCP* (500-1031) avec des rails latéraux de 80,5 cm (505-1181), des bavolets de radioprotection (535-1772 et 535-1770) et un pédalier (505-1109).

* Les produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Demandez à votre représentant STILLE.

EXTENSIONS DE TABLES CHIRURGICALES

Plateau à cathéter Medstone

Plateau en acier inoxydable qui se glisse dans les rails de la table Medstone3 CV.
Note: Pour les États-Unis, un plateau à cathéter est fourni avec la table Medstone3 CV.

- ✓ **Inclus :**
Un plateau à cathéter
- ! **Prérequis :**
Rails latéraux : fixes (inclus aux Medstone3 CV), ou amovibles en option (voir "Optionnel")
- + **Optionnel :**
Paire de rails courts pour attacher le plateau à cathéter à l'extrémité opposée à la colonne de la table, page 11 :
UE : 505-1121
US : 505-1121



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone3 CV	UE : 505-1131 US : 505-1131-US

Plateau à instruments

Plateau ajustable pour laisser les instruments et les petits appareils légers nécessaires à l'intervention à porter de main de l'équipe de bloc.

- ✓ **Inclus :**
Un plateau à instruments avec son attache
- ! **Prérequis :**
Rail fixe ou amovible
- + **Optionnel :**
-



Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-50-3SR036
✓ Medstone ERCP	US : 514-50-3SR037
✓ Medstone PM	

Élargisseurs de table

Paire de 240 mm

Extensions permettant d'augmenter la largeur pour des physiologies patients le nécessitant ou pour des procédures avec un positionnement du patient en décubitus latéral comme en endoscopie. Chaque élargisseur ajoute 10,4 cm de largeur à la table.



Les élargisseurs disponibles les plus courts : 24 cm de long. Par deux.

- ✓ **Inclus :**
Un ou deux élargisseur(s) selon la référence, attache(s), matelas antistatique(s)
- ! **Prérequis :**
Rails fixes ou amovibles avec deux attaches (≥ 70,0 cm)
- + **Optionnel :**
Version de 300 mm de long, par paire
UE : 514-100425
US : Non disponible

Version de 455 mm de long, par paire
UE : 514-100422
US : Non disponible

Version de 500 mm de long, à l'unité
UE : 514-100423
US : Non disponible

Compatibilité	Pour commander
✓ Medstone CV	UE : 514-100421
✓ Medstone ERCP	US : Non disponible
✓ Medstone PM	

Index

Référence	Accessoire (nom de produit)	Page
29-034	Sangle de maintien pour plateau de table standard	23
29-035	Sangle de maintien pour plateau de table large	23
505-1106	Pédalier à deux (2) mouvements	19
505-1107	Pédalier à trois (3) mouvements	20
505-1108	Pédalier à quatre (4) mouvements	21
505-1109	Pédalier à cinq (5) mouvements	21
505-1110	Double appui-bras	15
505-1111	Appui-bras à clip	15
505-1112	Appui-bras combiné	15
505-1118	Appui-bras Fistule	14
505-1119	Rail court / attache pour accessoires légers (clameau avec rail de 15,2 cm)	11
505-1121	Paire de rails courts / attaches pour accessoires légers (paire de clameaux avec rail de 15,2 cm)	11
505-1129	Rail latéral de 80,5 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone UE)	09
505-1130	Rail latéral de 80,5 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone US)	09
505-1131	Plateau à cathéter Medstone, UE	26
505-1131-US	Plateau à cathéter Medstone, US	26
505-1137	Câble de rallonge (câble rallonge pour télécommande)	18
505-1138	Pédalier pour Medstone3 (500-1044, -1005, -1043) (pédalier pour 3 PM, 500-1005)	20
505-1139	Pédalier pour Medstone3 (500-1007, -1036) (pédalier pour 3 PM, 500-1007)	20
505-1140	Pédalier pour Medstone2 (500-1041, -1011, -1038) (pédalier pour 2 PM, 500-1011)	19
505-1141	Pédalier pour 2 PM (500-1013)	19
505-1155	Rail latéral (L) de 80,5 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone Large UE)	09
505-1156	Rail latéral (L) de 80,5 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone Large US)	09
505-1157	Rail latéral de 70 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone UE)	08
505-1158	Rail latéral de 70 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone US)	08
505-1160	Rail latéral (L) de 70 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone Large UE)	08
505-1161	Rail latéral (L) de 70 cm de long, à l'unité (rail latéral amovible Medstone Large US)	08

Référence	Accessoire (nom de produit)	Page
505-1171	Joystick / Champignon Bleu additionnel DIN	18
505-1172	Joystick / Champignon Bleu additionnel US	18
505-1175	Paire de rails latéraux de 112,5 cm de long (rails latéraux asymétriques KIT UE)	10
505-1176	Paire de rails latéraux de 112,5 cm de long (rails latéraux asymétriques KIT US)	10
505-1177	Paire de rails latéraux (L) de 112,5 cm de long (rails latéraux asymétriques KIT UE Large)	10
505-1178	Paire de rails latéraux (L) de 112,5 cm de long (rails latéraux asymétriques KIT US Large)	10
505-1179	Paire de rails latéraux de 80,5 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT UE)	09
505-1180	Paire de rails latéraux de 80,5 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT US)	09
505-1181	Paire de rails latéraux (L) de 80,5 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT UE)	09
505-1182	Paire de rails latéraux (L) de 80,5 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT US Large)	09
505-1183	Paire de rails latéraux de 70 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT UE)	08
505-1184	Paire de rails latéraux de 70 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT US)	08
505-1185	Paire de rails latéraux (L) de 70 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT UE Large)	08
505-1186	Paire de rails latéraux (L) de 70 cm de long (rails latéraux amovibles Medstone KIT US Large)	08
505-1188	Package Vasculaire	06
505-1189	Package Endoscopie	07
505-1190	Package Endoscopie 2	07
512-5000	Appui-bras basique	15
514-100301	Attache / clameau simple UE	17
514-100301-US	Attache / clameau simple US	17
514-100305	Attache / clameau en acier inoxydable UE	17
514-100305-US	Attache / clameau en acier inoxydable US	17
514-100311	Arceau d'anesthésie flexible UE	12
514-100311-US	Arceau d'anesthésie flexible US	12
514-100367-K	Appui-tibia, court, sans attache	17
514-100401	Porte-sérum avec attache UE	12
514-100401-US	Porte-sérum avec attache US	12
514-100421	Paire d'élagisseurs de table de 240 mm de long UE	27
514-100422	Paire d'élagisseurs de table de 455 mm de long UE	27
514-100423	Élagisseur de table de 500 mm de long UE, à l'unité	27

Référence	Accessoire (nom de produit)	Page
514-100425	Paire d'élagisseurs de table de 300 mm de long UE	27
514-100465	Sangle pour jambe ou corps	23
514-100530	Barrières de sécurité escamotables (paire) UE	22
514-100530-H	Housse pour barrière de sécurité, à l'unité	22
514-100530-US	Barrières de sécurité escamotables (paire) US	22
514-100552	Gouttière de Quénu incurvée	16
514-100553	Housse pour gouttière de Quénu incurvée	16
514-100554	Gouttière de Quénu (droite)	16
514-100555	Housse pour gouttière de Quénu (droite)	16
514-50-3SR025	Appui-bras ajustable compl. DIN	14
514-50-3SR027	Appui-bras ajustable compl. US	14
514-50-3SR028	Support latéral complet avec attache UE	22
514-50-3SR030	Support latéral complet avec attache US	22
514-50-3SR034	Barrières de sécurité escamotables (paire) KIT UE	22
514-50-3SR035	Barrières de sécurité escamotables (paire) KIT US	22
514-50-3SR036	Plateau à instruments ajustable avec attache UE	26
514-50-3SR037	Plateau à instruments ajustable avec attache US	26
535-1770	Bavolet de radioprotection en kit, couleur grise	24
535-1771	Bavolet de radioprotection en kit, couleur bleue	24
535-1772	Bavolet de radioprotection à boucles, couleur grise	24
535-1773	Bavolet de radioprotection à boucles, couleur bleue	24
535-1774	Une lamelle de radioprotection, couleur grise	24
535-1775	Une lamelle de radioprotection, couleur bleue	24

STILLE – Surgical perfection. For life.*

STILLE est l'un des plus anciens fabricants au monde de dispositifs médicaux. Depuis 180 ans, chez STILLE, nous développons, produisons et commercialisons partout dans le monde des instruments de chirurgie ainsi que des tables d'opération et d'imagerie premium.

L'offre STILLE est caractérisée par une marque forte et des produits reconnus pour leur qualité supérieure. Nos départements dédiés et spécialisés sont à votre service pour vous guider selon vos besoins : Instruments de Chirurgie et, Tables d'Opération et d'Imagerie.

Instrumentation chirurgicale

Nous proposons une offre complète d'instruments forgés et façonnés à la main qui répond aux besoins de toutes les spécialités de chirurgie avec des gammes spécifiques pour la chirurgie cardiovasculaire ainsi que pour la chirurgie plastique reconstructive et esthétique.

La longévité des instruments STILLE, les lignes

déliçates de leur design et la sensation unique qu'ils procurent font leur renommée mondiale.

Tables d'opération et d'imagerie

Avec des fonctionnalités adaptées, nos tables d'opération et d'imagerie sont spécialement conçues pour les interventions mini-invasives. Elles apportent une sécurité maximale que ce soit pour une prise en charge en hospitalisation conventionnelle ou, en ambulatoire.

Les tables chirurgicales STILLE imagiQ2™ ont l'une des meilleures radiotransparences du marché et conviennent parfaitement à l'arsenal d'une Salle Hybride Mobile avancée tout comme à celui d'une salle interventionnelle ou classique.

Les tables STILLE Medstone™ offrent une performance et une robustesse sans pareil à un prix abordable, dans le respect des hauts standards des technologies suédoises.

Plus d'informations sur : www.stille.se

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30, Torshälla
Suède
☎ +46 8 588 580 00
✉ sales@stille.se
🌐 www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
États-Unis
☎ 1.800.665.1614
✉ sales.us@stille.se
🌐 www.stille.se/us



Surgical perfection. For life.



*STILLE – La perfection chirurgicale. Pour la vie.

Les produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant STILLE pour plus d'informations sur la disponibilité sur le marché. Ce document décrit les produits tels qu'ils sont au moment de l'impression. Veuillez toujours vous référer au manuel utilisateur et ses amendements. Ce document a été traduit de l'anglais. En cas d'incohérence, la version originale en anglais prévaut. Les images des produits sont destinées à des fins d'illustration uniquement et ne sont pas nécessairement une représentation exacte des produits.