

Hochwertige chirurgische Bildgebungstische mit schwimmender oder motorisierter Tischplatte

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.



Foto zeigt Medstone3 CV
(500-1025)

STILLE Medstone3 CV mit schwimmender Tischplatte Technische Daten der Standardausführung

- 91,5cm Längsverschiebung der schwimmenden Tischplatte
- 20cm seitlicher Schwimmweg
- Karbonfasertischplatte 61x208cm
- Bildgebung ohne Metallschatten 167cm; 3D Abbildungslänge 78cm
- Motorisierte Höhenverstellung 67,6-107,6cm
- Gewichtskapazität 227kg
- 230Vac, 2A, 50/60Hz und 120Vac, 3,6A, 50/60Hz mit 230Vac oder 120Vac Verbindungskabel
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Bedieneinheit für die schwimmende Tischplatte mit Ver- und Entriegelung (an der Seitenschiene montiert)
- Matratze 5cm mit 3 Patientengurten
- Fußsteuerung und Handbedienung

Verkürzung von Eingriffszeiten und Verbesserung der OP-Effizienz

STILLE bietet die längste veröffentlichte Längsverschiebung aller mobilen chirurgischen Bildgebungstische. Der Medstone3 CV-Tisch mit frei schwimmender Tischplatte ermöglicht eine Durchleuchtung von Kopf bis Fuß verbunden mit Genauigkeit, flexibler Geschwindigkeit sowie Bewegungsfreiheit – und verbessert so die Effizienz im OP.

STILLE Medstone3 CV Chirurgischer Bildgebungstisch

- Frei schwimmende Tischplatte (branchenführender Längsverschiebungsbereich)
- Motorisierte Höhenverstellung
- Gewichtskapazität 227kg
- Tischplatte aus Karbonfaser mit 1mm Aluminiumäquivalenz
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Bedieneinheit für die schwimmende Tischplatte mit Ver- und Entriegelung

Modell	Medstone3 CV	Medstone5 CV
Artikelnummer	500-1025	500-1002
Tischplatte	61x208cm	56x208cm
Höhenverstellung	67,6-107,6cm	65,5-101,0cm
Trendelenburg	x	± 15°
Seitliche Neigung	x	± 15°
Längsverschiebung	91,5cm frei schwimmend	40cm motorisiert
Querverschiebung	20cm frei schwimmend	15cm motorisiert
Infektionskontroll-abdeckung	x	✓
Zubehörpaket	B	A
Montierte Seitenschiene (an beiden langen Tischseiten)	93cm	30,4cm

Toleranzbereich: ±1°, ± 1,27cm

A= Matratze, Handbedienung mit Kabel

B=wie A plus Fußschalter, Bedieneinheit für die schwimmende Tischplatte sowie 3 Patientengurte

Optionales Zubehör

Zubehör für Medstone3 CV

Artikelnummer	Beschreibung
505-1118	Strahlendurchlässige Armauflage aus Karbonfaser mit Polster für Bildgebung und Injektion
505-1119	Zubehöorklemme mit 15cm langer Seitenschiene zum Anbringen der Bedieneinheit am Kopfende des Tisches
505-1131	Katheterschale zur Befestigung an Seitenschiene
505-1121	2 Zubehöorklemmen mit Schiene zur Anbringung der Katheterschale am Kopfende des Tisches
505-1179	2 abnehmbare Seitenschiene Länge 80,5cm
505-1112	Patientenarmauflage mit Polster und Befestigungsklemme (zur Befestigung direkt an der Tischplatte)
514-100401	Infusionsstange mit Befestigungsklemme (zur Befestigung an Seitenschiene)
514-100311	Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen (zur Befestigung an Seitenschiene)
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 zusammenhängende Lamellen, zur Anbringung an der Seitenschiene o. an der Tischplatte mit Klettband
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 zusammenhängende Lamellen, zur Anbringung an der Seitenschiene o. an der Tischplatte mit Klettband
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen, Anbringung an der Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen, Anbringung an der Tischplatte mit Klettband

Zubehör für Medstone5 CV

Artikelnummer	Beschreibung
505-1175	2 abnehmbare Seitenschiene Länge 112,5cm
505-1112	Patientenarmauflage mit Polster und Befestigungsklemme (zur Befestigung direkt an der Tischplatte)
514-100401	Infusionsstange mit Befestigungsklemme (zur Befestigung an Seitenschiene)
514-100311	Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen (zur Befestigung an Seitenschiene)
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 zusammenhängende Lamellen, zur Anbringung an der Seitenschiene o. an der Tischplatte mit Klettband
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 zusammenhängende Lamellen, zur Anbringung an der Seitenschiene o. an der Tischplatte mit Klettband
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen, Anbringung an der Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen, Anbringung an der Tischplatte mit Klettband

STILLE – Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern – Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Schweden
Telefon: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
sales@stille.se

www.stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA
Telefon: 1.800.6651614
sales.us@stille.se