



Surgical perfection. For life.

# STILLE Medstone PM Elektrophysiologie/ Spinal/ Schmerztherapie

## Hochwertige chirurgische Bildgebungstische 227kg Gewichtskapazität

Die STILLE Medstone C-Bogen Tische tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.




Foto zeigt Medstone5 PM (500-1001)

### Konfigurieren Sie den Tisch nach Ihren Bedürfnissen

Wählen Sie 2 bis 5 dieser erhältlichen Bewegungen:

- Höhenverstellung
- Längsverschiebung
- Querverschiebung
- Trendelenburg
- Seitliche Neigung

### STILLE Medstone5 PM chirurgischer Bildgebungstisch

5-Wege C-Bogen Tisch für Elektrophysiologie, Spinal und Schmerztherapie sowie alle anderen Anwendungen, die eine gute Bildqualität, hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erschwinglichen Kosten erfordern.

- Motorisierte Bewegungen
- Patientenkapazität 227kg
- Tischplatte aus Karbonfaser mit 1mm Aluminiumäquivalenz
- Automatische Positionierung der Horizontal- und Ausgangsposition
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen für beste Mobilität
- Bildgebung ohne Metallschatten 147cm

### Technische Spezifikationen für eine 5-Wege Standardkonfiguration

- Motorisierte Höhenverstellung 65,5-101cm
- $\pm 15^\circ$  motorisierte Trendelenburg-Verstellung
- $\pm 15^\circ$  motorisierte seitliche Neigung
- 40cm motorisierte Längsverschiebung
- 15cm motorisierte Querverschiebung mit automatischer Zentrierung
- Patientenkapazität 227kg
- 230Vac, 3, 4A, 50Hz und 120 Vac, 6,5A, 60Hz mit 230Vac oder 120Vac Netzkabel
- Infektionskontrollabdeckungen
- 5cm Matratze und 3 Patientengurte
- Handbedienung mit Kabel

# Tisch Highlights

STILLE Medstone5 PM (5 Bewegungen) Tischplattengröße 56cmx208cm

Artikel/ Bewegung	Beschreibung
500-1001	STILLE Medstone5 PM chirurgischer Bildgebungstisch mit Karbonfasertischplatte mit Gesichtsausschnitt
Motorisierte Höhenverstellung	Minimalhöhe 65,5cm bis Maximalhöhe 101cm
Motorisierte Trendelenburg	± 15°
Motorisierte seitliche Neigung	± 15°
Motorisierte Längsverschiebung	40cm
Motorisierte Querverschiebung	15cm

STILLE Medstone4 PM (4 Bewegungen) Tischplattengröße 56cmx208cm

Artikel/ Bewegung	Beschreibung
500-1004	STILLE Medstone4 PM chirurgischer Bildgebungstisch mit Kartonfasertischplatte mit Gesichtsausschnitt
Motorisierte Höhenverstellung	Minimalhöhe 73cm bis Maximalhöhe 108cm
Motorisierte Trendelenburg	± 15°
Motorisierte Längsverschiebung	40cm
Motorisierte seitliche Neigung	± 15°

STILLE Medstone3 PM (3 Bewegungen) Tischplattengröße 56cmx208cm

Artikel/ Bewegung	Beschreibung
500-1006	STILLE Medstone3 PM chirurgischer Bildgebungstisch mit Karbonfasertischplatte mit Gesichtsausschnitt
Motorisierte Höhenverstellung	Minimalhöhe 64,5cm bis Maximalhöhe 102cm
Motorisierte Trendelenburg	± 15°
Motorisierte seitliche Neigung	± 15°

Verschiedene Tischplatten erhältlich



A= Standardtischplatte der PM Tische (konturiert mit Gesichtsausschnitt-für Bauchlagerung) mit optionaler Armauflage 505-1112.



Alternative Tischplatte (rechteckig ohne Gesichtsausschnitt-für Rückenlagerung) erhältlich in Standard und breiter Version; für Artikelnummern siehe nächste Seite.

## Passen Sie die Tischbewegungen nach Ihren Wünschen an

Modell	Medstone 5 PM	Medstone 4 PM	Medstone 4 PM	Medstone 3 PM	Medstone 3 PM	Medstone 2 PM	Medstone 2 PM	Medstone 2 PM
Artikelnummer	500-1001	500-1003	500-1004	500-1005	500-1006	500-1009	500-1011	500-1013
Höhenverstellung	65,5-101cm	64,5-100cm	73-108cm	63,5-98,5cm	64,5-102cm	58,5-94cm	64,5-100cm	57-92cm
Trendelenburg	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°	± 15°	x	x	± 15°
Seitliche Neigung	± 15°	± 15°	± 15°	x	± 15°	x	± 15°	x
Längsverschiebung	40cm	40cm	40cm	40cm	x	40cm	x	x
Querverschiebung	15cm	x	x	x	x	x	x	x
Autom. Positionierung der Horizontal- und Ausgangsposition	✓	✓	x	x	x	x	x	x
Infektionskontroll-abdeckungen	✓	✓	x	x	x	x	x	x
Tischplatte	B	B	A	A	A	A	A	A

Toleranzbereich: ±1°, ± 1,27cm

A= Konturierte Karbontischplatte 56x208cm mit Gesichtsausschnitt. Diese Tischplattenform wird für Schmerztherapie empfohlen.

B= Wie A plus eine 30,4cm lange an der Tischplatte montierte Seitenschiene (siehe Foto auf der ersten Seite dieser Broschüre)

C= Optionale rechteckige Karbontischplatten (erhältlich in verschiedenen Größen)



Höhenverstellung



Trendelenburg



Seitliche Neigung



Längsverschiebung

## STILLE Medstone optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
505-1101	Rechteckige Karbontischplatte 56x208cm ohne Gesichtsausschnitt *
505-1102	Rechteckige Karbontischplatte 56x208cm mit Gesichtsausschnitt
505-1104	Breite rechteckige Karbontischplatte 66x208cm ohne Gesichtsausschnitt mit erhöhter Gewichtskapazität 340kg*
505-1105	Breite rechteckige Karbontischplatte 66x208cm mit Gesichtsausschnitt und erhöhter Gewichtskapazität 340kg
505-1179	2 abnehmbare Seitenschiene Länge 80,5cm für alle Modelle mit Tischplatten 56x208cm außer Tische mit Tischplatte B
505-1175	2 abnehmbare Seitenschiene Länge 112,5cm nur für die Modelle 500-1001 und 500-1003 mit Tischplatten 56x208cm
505-1181	2 abnehmbare Seitenschiene Länge 80,5cm für alle Tische mit breiter Tischplatte 66x208cm
514-50-3SR025	Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme (zur Befestigung an Seitenschiene)
505-1112	Patientenarmauflage mit Polster und Befestigungsklemme (zur Befestigung direkt an der Tischplatte)
505-1110	Duale Armauflage mit Polstern; Platzierung quer auf der Tischplatte; keine Klemme o. Seitenschiene notwendig
514-100401	Infusionsstange mit Befestigungsklemme (zur Befestigung an Seitenschiene)
514-100311	Anästhesiebogen mit Befestigungsklemmen (zur Befestigung an Seitenschiene)

\* Rechteckige Tischplatten ohne Gesichtsausschnitt sind empfohlen für Elektrophysiologie und Spinal.

# STILLE Medstone optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
535-1770	Röntgenschutzset grau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1771	Röntgenschutzset blau, 6 einzelne Lamellen; Befestigung an Tischplatte mit Klettband
535-1772	Röntgenschutzvorhang grau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschiene o. Tischplatte mit Klettband
535-1773	Röntgenschutzvorhang blau, 5 verbundene Lamellen; Befestigung an Seitenschiene o. Tischplatte mit Klettband
505-1106	Fußschalter für Medstone2 PM (500-1009)
505-1140	Fußschalter für Medstone2 PM (500-1011)
505-1141	Fußschalter für Medstone2 PM (500-1013)
505-1107	Fußschalter für Medstone3 PM (500-1006)
505-1138	Fußschalter für Medstone3 PM (500-1005)
505-1108	Fußschalter für Medstone4 PM (500-1003 und 500-1004)
505-1109	Fußschalter für Medstone5 PM (500-1001)

## STILLE - Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern - Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

### Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

### Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal-invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.



Surgical perfection. For life.

#### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Schweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)

#### STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
USA  
Telefon: 1.800.665.1614  
sales.us@stille.se