



Surgical perfection. For life.

# STILLE Medstone URO/ GYN Urologie/ Cysto/ Brachytherapie/ Gynäkologie

## Hochwertige C-Bogen Tische für die Urologie und Gynäkologie

Die STILLE Medstone chirurgischen Bildgebungstische tragen dazu bei, die Effizienz im OP zu steigern und bieten gleichzeitig eine erschwingliche Lösung verbunden mit der Qualität und Zuverlässigkeit schwedischer Technologie.

### STILLE Medstone URO chirurgische Bildgebungstische

Max. 4 motorisierte Bewegungen verfügbar:

- Höhenverstellung 66-101cm
- Trendelenburg  $\pm 15^\circ$
- Längsverschiebung 40cm
- Querverschiebung 15cm (nur Medstone4 URO)



Foto zeigt Medstone4 URO  
(500-1028) mit Beinhaltern  
505-1126

### STILLE Medstone4 URO Standardausführung und Spezifikationen

- Karbonfasertischplatte 61x122cm mit 1mm Aluminiumäquivalenz
- Bildgebungsbereich 61cmx61cm
- Patientenkapazität der Karbonfasertischplatte 227kg
- 230Vac, 50 Hz, 3,4A mit 230V Netzkabel (auch verfügbar mit 120Vac, 60Hz, 6,5A mit 120Vac Kabel)
- Vier Krankenhaus-Lenkrollen
- Infektionskontrollabdeckungen
- 5cm Matratze
- Handschalter mit Kabel
- Fußschalter mit Kabel und Podest zur Lagerung des Fußschalters auf dem Tischfuß
- Ein flexibler Ring zur Befestigung urologischer Abflussbeutel
- Ein Starterpaket mit 20 Einweg-Abflussbeuteln

Modell	Medstone4 URO
Artikelnummer	500-1028
Tischplatte	61x122cm
Höhenverstellung	66-101cm
Trendelenburg	$\pm 15^\circ$
Seitliche Neigung	x
Längsverschiebung	40cm
Querverschiebung	15cm
Automatische Positionierung der Horizontal- und Ausgangsposition	✓
Abdeckung	Infektions-Kontrollabdeckung

Toleranzbereich:  $\pm 1^\circ$ ,  $\pm 1,27$ cm  
Medstone URO Tische sind auch mit 2 oder 3 Tischbewegungen erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Optionale Beinhalter mit Gasfederunterstützung 505-1114

## Optionales Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
505-1126	Beinhalter Goepel/ Paar mit Befestigungsklemmen
505-1114	Beinhalter/ Paar m. Gasfederunterstützung u. Griff zur Schnellverriegelung
505-1125	Strahlendurchlässige Beinplatte 61cmx71cm; 7,6kg inkl. Matratze
505-1170	nicht strahlendurchlässige Beinplatte 61cmx64cm; 4,3kg inkl. Matratze
514-50-3SR025	Universal verstellbare Armauflage mit Polster und Befestigungsklemme
505-1127	10 nicht-sterile Abflussbeutel
505-1120	Ersatzring zur Befestigung urologischer Abflussbeutel

## STILLE - Chirurgische Perfektion seit 1841

STILLE ist eines der ältesten Medizintechnikunternehmen der Welt, das 1841 am Karolinska Universitätsklinikum in Schweden gegründet wurde. Bei STILLE entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertige chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische für Ärzte weltweit.

Das Angebot von STILLE besteht aus einer starken Marke und Produkten, die für ihre überlegene Qualität bekannt sind. Wir führen unser Geschäft in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern - Chirurgische Instrumente und chirurgische Bildgebungstische.

### Chirurgische Instrumente

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Instrumente haben wir ein komplettes Angebot an handgefertigten, geschmiedeten Instrumenten für alle Bereiche der offenen Chirurgie mit besonderem Augenmerk auf kardiovaskuläre Chirurgie sowie rekonstruktive und ästhetische plastische Chirurgie. Unsere Instrumente zeichnen sich durch ein feines Design, eine branchenführende Haltbarkeit und ein einzigartiges Gefühl aus, das STILLE zu einem bekannten und hoch angesehenen Lieferanten von Chirurgen auf der ganzen Welt gemacht hat.

### Chirurgische Bildgebungstische

In unserem Geschäftsbereich Chirurgische Bildgebungstische bieten wir Spezialtische für minimal invasive Verfahren an zu Preisen und mit Sicherheits- und Leistungsmerkmalen optimiert für den stationären und ambulanten Bereich. Der STILLE imagiQ2 chirurgische Bildgebungstisch hat die höchste Strahlendurchlässigkeit weltweit und ist für fortschrittliche mobile Hybrid-OP-Einrichtungen sowie periphere und interventionelle Verfahren optimiert, so dass die Bildgebung verbessert wird, während die Strahlenbelastung reduziert und gleichzeitig die Effizienz im OP erhöht wird.

Die STILLE Medstone Produktserie reicht von Bildgebungstischen mit schwimmender Tischplatte bis hin zu voll motorisierten Tischen. Sie sind für Gefäßchirurgie, Elektrophysiologie, Gastro (ERCP), Schmerztherapie und Urologie einsetzbar. Die Tische sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und bieten Zuverlässigkeit und optimale Leistung zu erschwinglichen Kosten auf höchstem Niveau schwedischer Technologie.



Surgical perfection. For life.

#### STILLE AB

Ekbacken 11  
SE-644 30  
Torshälla, Schweden  
Telefon: +46 8 588 580 00  
Fax: +46 8 588 580 05  
sales@stille.se

[www.stille.se](http://www.stille.se)

#### STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd  
Lombard, IL 60148  
USA  
Telefon: 1.800.6651614  
sales.us@stille.se